

2025

**Stationäre
Kranken- und
Altenpflege**

Willkommen bei SCHWARZ Pflegesysteme

„Made in Germany“



SCHWARZ Pflegesysteme – Wir leben die Zukunft!

Als mittelständisches Unternehmen sind wir im Bereich der Medizintechnik tätig. In Anlehnung an unser Motto „Wir leben die Zukunft!“ haben wir uns bereits seit 1987 der Entwicklung und Produktion von Mehrweg-Produkten verschrieben. Die nachhaltigen Systeme kommen größtenteils in Einrichtungen der stationären Alten- und Krankenpflege zum Einsatz. Sie unterstützen die Pflegenden bei ihrer Tätigkeit hilfreich und gewähren den Pflegebedürftigen Annehmlichkeit in ihrer persönlichen Situation. Die Produktlinien Medikamenten-Organisation, Injektion- und Blutentnahme sowie Praktisches für die Pflege bieten ein breites Produktportfolio für die vielfältigen Aufgaben des Pflegealltags.

Einfache und sichere Arbeitsabläufe für Anwender in Kliniken, Pflegeheimen und Apotheken

Wir bei SCHWARZ Pflegesysteme sind überzeugt von innovativen Produkten, die einen konkreten Mehrwert für die Anwender im medizinischen Bereich bieten. Effiziente Organisation spart Zeit, bringt spürbare Arbeitserleichterung und ergibt Freiraum für eine ganz wesentliche Aufgabe des Pflegeberufes – persönliche Zuwendung und das Gespräch mit den Bedürftigen. Im oftmals hektischen Betriebsalltag ist es für die Mitarbeiter nicht einfach, immer den Überblick zu behalten. Unsere variablen und vielfältigen System-Tabletts sind gezielt auf Anforderungen in der Pflege ausgerichtet. melijekt® Spritzen-Tabletts mit Entsorgungsbox verringern Gefahrenquellen und ermöglichen die geforderten Hygienestandards einzuhalten. melijekt® Blutentnahme-Tabletts erlauben es, dem Nutzer alle notwendigen Utensilien präzise und übersichtlich bereitzustellen. Mit melipul® Medikamenten-Tabletts können Arzneimittel wie auch Flüssigmedikamente im entsprechenden Tablett-Einsatz, Becher oder Dispenser sicher und übersichtlich vorbereitet und ausgeteilt werden.

Gute Pflege kann auch nachhaltig sein

In vielen Bereichen werden immer noch zu viel günstig produzierte Einwegprodukte verwendet, auch in der Pflege, die einfach entsorgt werden. Dieser gängigen Praxis wollen wir mit passenden Mehrweg-Produkten etwas entgegensetzen. melipul® Mehrwegbecher und Mehrwegdispenser für Medikamente überstehen ohne weiteres die tägliche Benutzung und Reinigung über viele Jahre.

Unsere hochwertigen System-Tabletts sind aus robustem Kunststoff gefertigt, bruchstark und leicht zu säubern. Um die fachgerechte Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir auf unsere Produktpalette abgestimmte Spülkörbe aus Edelstahl entwickelt. So möchten wir dazu beitragen, Nachhaltigkeit und einfache Nutzbarkeit miteinander zu vereinen.

Alle Systeme sind flexibel, langlebig und in der Praxis erprobt. Unsere Entwickler arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung des Produktkonzeptes. In der Fertigung setzen wir ausschließlich auf hochwertigste Rohstoffe. Wo immer es technisch möglich ist, verwenden wir Recyclingmaterialien. Zudem legen wir großen Wert auf einen CO₂-neutralen Versand und verfolgen konsequent das Ziel, unsere Produktion vollständig CO₂-neutral zu gestalten. Denn wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Produktion auch in der stationären Pflege und Altenpflege umsetzbar und wirtschaftlich sind.

Michael Frey | Geschäftsführer

SCHWARZ Pflegesysteme

Helmut Schwarz GmbH
Rengers 6 | 88316 Isny im Allgäu



+49 7562 9755020

+49 7562 9755021

info@schwarz-pflegesysteme.de

www.schwarz-pflegesysteme.de

Inhaltsverzeichnis

A Altenpflege
K Krankenpflege

Medikamenten-Organisationssysteme

melipul®

8



A

Wochen-Dispenser 7 x 4

10



A K

Mahlzeiten-Tabletts


18



A K

Tabletts mit variablen Fächern

20



A K

Tages-Tabletts

22



A

Anbruchtropfen-Tabletts

23



A K

Medikamenten-Becher

26



A K

Mehrweg-Medikamenten-Dispenser

29



A

Medikamenten-Dosierer XL für eine Woche

32



A K

Dispenser- und Becher-Tabletts

40



A

Medikamenten-Tabletts für Blistersysteme

47



A K

Spülkörbe aus rostfreiem Edelstahl

49



A

Medikamenten-Schränke und Modulwagen

Inhaltsverzeichnis

A Altenpflege
K Krankenpflege

Injektion, Blutentnahme und Blutzuckermessung

melijekt®



K

Universal-Spritzen-Tablets



A K

Blutzucker- und Insulin-Pen-Tablets



A K

Heparin- und Insulin-Spritzen-Tablets



A K

Standard- und Fertigspritzen-Tablets



K

Blutentnahme-Tablets



A K

Kanülen-Entsorgungsboxen und Zubehör



Neu!

Uni-Dose am Patientenbett –
Optimierte Medikamentenversorgung
im Klinikalltag – S. 39

Inhaltsverzeichnis

A Altenpflege
K Krankenpflege

Praktisches für die Pflege



A K

Pflegeshalen, Stapeldeckel und Abdeckungen



A K

orgitab® Versorgungs-Tabletts



A K

melinip® Schnabelbecher



A K

meliflor® Blumenvasen aus Kunststoff



A K

mevithos® Mundpflege-Tablett mit Stapeldeckel



A K

melident® Zahnprothesendose mit Siebeinsatz



A K

testport® Skrotumbänkchen



A K

melijekt® Venenstauer



A K

melipul® Tabletten-Ausdrücker



A K

melipul® Tabletten-Teiler und Tabletten-Mörser



A K

Warmhaltekanne



K

Klemmschild für Pflegebetten

Zeichenerklärung und Informationen

	<p>Altenpflege Produkte speziell für die stationäre Altenpflege</p>		<p>Krankenpflege Produkte speziell für die stationäre Krankenpflege</p>
	<p>Feste Medikamente Vorbereiten und Austeilen von Tabletten, Kapseln und Pillen</p>		<p>Dispenser Systeme zur Vergabe von Medikamenten im Dispenser</p>
	<p>Flüssige Medikamente Vorbereiten und Austeilen von Tropfen und anderen Flüssigkeiten</p>		<p>Blister Tablets zur Organisation von Tütchen- und Kartenblister</p>
	<p>Injektion Organisation von Spritzen, Pens und Blutzucker-Messung</p>		<p>Mund Rund um Mundpflege und Zahnersatz</p>
	<p>Becher Systeme zur Vergabe von Medikamenten im Becher</p>		<p>Praktische Helfer Erleichtern die Arbeit und schaffen einen Mehrwert</p>



Medikamenten- Organisationssysteme

flexibel | bewährt | hygienegerecht



Abgestimmt auf die Anforderungen der stationären Altenpflege

Einfach, sicher und zeitsparend



Individuell und flexibel

Alles auf einem Tablett durch **variabel einstellbare Fächer**: Tabletten, Tropfen, Granulat- oder Pulvertütchen und Augentropfen.



Standfest und sicher

Die melipul® Mehrweg-Medikamenten-Becher können nicht umfallen, sie stehen **sicher und fest** in der Vertiefung des Tablett-Einsatzes.



Bewohnerbezogen

Unter dem Tablett-Einsatz liegt die melipul® Beschriftungsfolie. Darauf werden die **Namen der Bewohner** mit dem wasserlöslichen Folienstift eingetragen.



Praxiserprobt und übersichtlich

Dem Becher zugeordnet steht deutlich lesbar der Name der Bewohnerin/ des Bewohners.



Stapelbare Becher

melipul® Mehrweg-Medikamenten-Becher sind **stapelbar**. Bis zu drei Becher können aufeinander gesetzt werden.



Hygienegerecht

Mit Rücksicht auf Sauberkeit und Hygiene werden die melipul® Mehrweg-Medikamenten-Becher, Deckel und Medikamenten-Schälchen im melipul® Becher-Spülkorb **maschinell gereinigt**.

melipul® Becher-System

Vorbereiten und verteilen der Medikamente im Becher



Wöchentlich Stellen

Aus dem Medikamentenvorrat in die Becher des **melipul® Wochen-Dispenser 7x4**.




Vorbereiten

A



Täglich Stellen

Aus dem Medikamentenvorrat in die Becher des **Tabletts**.




Vorbereiten



Mahlzeiten-Tablett

Auf dem Tablett sind nur Medikamente, die **zur jeweiligen Mahlzeit** ausgegeben werden.



Austeilen



Tages-Tablett

Auf dem Tablett sind alle Medikamente, die **an diesem Tag** ausgegeben werden.



Austeilen



Mahlzeiten- oder Tages-Tablett

Zur Vergabe werden die Tropfen vorbereitet und **auf die Becher** im Tablett gestellt.



Austeilen



Tropfen-Tablett


Zeitnah zur Vergabe können die Tropfen auch auf einem **separaten Tablett** hergerichtet werden.



Austeilen

Wochen-Dispenser 7 x 4

Zeitersparnis durch wöchentliches Vorbereiten



Sicherer und fester Stand der Becher durch integrierte Halterung

Produktvorteile

- Für 7 Tage jede Mahlzeit Morgen, Mittag, Abend, Nacht und Nüchtern
- Wöchentliches Vorbereiten der Medikamente
- Nur einmal am Tag die Becher auf das Tablett übernehmen
- Spürbarer Zeitgewinn und Arbeitserleichterung
- Unterschiedliche Becherfarben für die Tageszeiten
- Stapelbar und platzsparend im Medikamentenschrank
- Staubgeschützter Inhalt
- Spülmaschinengeeignet bis 93°



melipul® Wochen-Dispenser 7x4
aus PC weiß
mit je 7 Mehrweg-Medikamenten-Bechern
in gelb, rot, blau, grün für
MORGEN/MITTAG/ABEND/NACHT
Maße: L 248 x B 145 x H 52 mm

Art.-Nr. 01384500 mit Stapeldeckel
Art.-Nr. 01384400 ohne Stapeldeckel

melipul® Stapeldeckel
Art.-Nr. 01384200 aus PC glasklar
für Wochen-Dispenser 7x4
Maße: L 248 x B 145 x H 10 mm



melipul® Transportbox, klappbar
Art.-Nr. 01385500
mit Transportsicherung, passend für
16 melipul® Wochen-Dispenser 7x4
mit Stapeldeckel
Maße: L 600 x B 400 x H 290 mm

melipul® Transportbox
Art.-Nr. 01385000
mit Transportsicherung, passend für
16 melipul® Wochen-Dispenser 7x4
mit Stapeldeckel
Maße: L 600 x B 400 x H 290 mm

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker (ZL)

Eignung der melipul® Mehrweg-Medikamentenbecher zur Organisation der Vergabe von Arzneimitteln.



ZL bestätigt die Eignung:

- Hygienisch einwandfrei
- Arzneimittelrückstände werden sicher entfernt

Werden Keime und Arzneimittelrückstände in einer Spülmaschine beim Aufbereiten der Becher vollständig beseitigt?

Die wissenschaftliche Stellungnahme des ZL beantwortet die Frage, anhand validierter Analyseverfahren, eindeutig mit JA!

Wissenschaftliche Stellungnahme

Neu!



Kennzeichnung in der Heimversorgung - Etiketten für Medikamentenplan und Charge

Auf einem DIN A5 Bogen befinden sich zwei Etiketten zum Bedrucken und Kennzeichnen. Etikett 1 ist für den Medikamentenplan, dieser wird auf dem Stapeldeckel angebracht. Etikett 2 ist zur Kennzeichnung der Box mit Name und Charge zur Identifikation bei der Lagerung im Medikamentschrank.

melipul® Etikett A5 für WoDi
Art.-Nr. 01384300

geeignet für Laser- und Tintenstrahl-Drucker, nicht permanent haftend, ablösbar, Etikett 1 Medikamentenplan: B 130 mm x H 150 mm, Etikett 2 Namen/Charge: B 100 mm x H 16 mm



Mahlzeiten-Tabletts

Für jede Mahlzeit ein separates Becher-Tablett



12 Bewohner
melipul® Becher-Tablett 12x1-25
Art.-Nr. 01355500
 mit 12 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
 Maße: L 176 x B 253 x H 55 mm

Mit separatem
Tablett für
Nüchtern-
Medikamente

Neu!



melipul® Becher-Tablett SATZ 12
Art.-Nr. 01631200
 3 Tablett 12x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 12x1 (NACHT/NÜCHTERN),
 inklusive Becher und 1 Stapeldeckel 25



16 Bewohner
melipul® Becher-Tablett 16x1-26
Art.-Nr. 01607500
 mit 16 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
 Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm



Neu!

melipul® Becher-Tablett SATZ 16
Art.-Nr. 01631600
 3 Tablett 16x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 12x1 (NACHT/NÜCHTERN), inklu-
 sive Becher, je 1 Stapeldeckel 25 und 26



20 Bewohner
melipul® Becher-Tablett 20x1-26
Art.-Nr. 01606500
 mit 20 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
 Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm



Neu!

melipul® Becher-Tablett SATZ 20
Art.-Nr. 01632000
 3 Tablett 20x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 12x1 (NACHT/NÜCHTERN), inklu-
 sive Becher, je 1 Stapeldeckel 25 und 26

Bei Bestellung von Einzeltablett bitte gewünschte Tageszeit angeben! Standardlieferung:
 ● NÜCHTERN braune Becher ● MORGEN gelbe Becher ● MITTAG rote Becher ● ABEND blaue Becher ● NACHT grüne Becher

Mahlzeiten-Tabletts mit variablen Fächern


Für jede Mahlzeit ein separates Becher-Tablett



melipul® Becher-Tablett 12x1 VF-26
Art.-Nr. 01556000
mit 9 variablen Fächern, 12 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett SATZ 12 VF
Art.-Nr. 01635000
3 Tabletts 12x1 (MORGEN/ MITTAG/ ABEND)
2 Tabletts 12x1 ohne VF (NACHT/ NÜCHTERN), inklusive Becher, je 1 Stapeldeckel 25 und 26



melipul® Becher-Tablett 16x1 VF-35
Art.-Nr. 01557000
mit 9 variablen Fächern, 16 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett SATZ 16 VF
Art.-Nr. 01635500
3 Tabletts 16x1 (MORGEN/ MITTAG/ ABEND)
2 Tabletts 12x1 ohne VF (NACHT/ NÜCHTERN), inklusive Becher, je 1 Stapeldeckel 25 und 35



melipul® Becher-Tablett 20x1 VF-35
Art.-Nr. 01558000
mit 9 variablen Fächern, 20 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melipul® Beschriftungs-Aufkleber
Art.-Nr. 01310004 – MORGEN
Art.-Nr. 01310006 – MITTAG
Art.-Nr. 01310013 – ABEND
Art.-Nr. 01310007 – NACHT



melipul® Becher-Tablett SATZ 20 VF
Art.-Nr. 01636000
3 Tabletts 20x1 (MORGEN/ MITTAG/ ABEND)
2 Tabletts 12x1 ohne VF (NACHT/ NÜCHTERN), inklusive Becher, je 1 Stapeldeckel 25 und 35

Mahlzeiten-Tabletts

Für jede Mahlzeit ein separates Becher-Tablett



melipul® Becher-Tablett 24x1-35
Art.-Nr. 01605500
 mit 24 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau
 und Beschriftungsfolie
 Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett SATZ 24
Art.-Nr. 01632400
 3 Tablett 24x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 12x1 (NACHT/NÜCHTERN), inklu-
 sive Becher, je 1 Stapeldeckel 25 und 35



melipul® Becher-Tablett 28x1-35
Art.-Nr. 01355000
 mit 28 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau
 und Beschriftungsfolie
 Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett SATZ 28
Art.-Nr. 01632800
 3 Tablett 28x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 12x1 (NACHT/NÜCHTERN), inklu-
 sive Becher, je 1 Stapeldeckel 25 und 35



melipul® Becher-Tablett 32x1-35
Art.-Nr. 01353000
 mit 32 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau
 und Beschriftungsfolie
 Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett SATZ 32
Art.-Nr. 01633200
 3 Tablett 32x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 12x1 (NACHT/NÜCHTERN), inklu-
 sive Becher, je 1 Stapeldeckel 25 und 35

Bei Bestellung von Einzeltablett bitte gewünschte Tageszeit angeben! Standardlieferung:

- NÜCHTERN braune Becher
- MORGEN gelbe Becher
- MITTAG rote Becher
- ABEND blaue Becher
- NACHT grüne Becher

Mahlzeiten-Tabletts mit variablen Fächern

Für jede Mahlzeit ein separates Becher-Tablett



melipul® Becher-Tablett 24x1 VF-43
Art.-Nr. 01559000
mit 9 variablen Fächern, 24 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett SATZ 24 VF
Art.-Nr. 01636500
3 Tabletts 24x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
2 Tabletts 16x1 ohne VF (NACHT/NÜCHTERN), inklusive Becher, je 1 Stapeldeckel 26 und 43



melipul® Becher-Tablett 28x1 VF-43
Art.-Nr. 01560000
mit 9 variablen Fächern, 28 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett SATZ 28 VF
Art.-Nr. 01637000
3 Tabletts 28x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
2 Tabletts 16x1 ohne VF (NACHT/NÜCHTERN), inklusive Becher, je 1 Stapeldeckel 26 und 43



melipul® Becher-Tablett 32x1 VF-43
Art.-Nr. 01561000
mit 9 variablen Fächern, 32 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau und Beschriftungsfolie
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett SATZ 32 VF
Art.-Nr. 01637500
3 Tabletts 32x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
2 Tabletts 16x1 ohne VF (NACHT/NÜCHTERN), inklusive Becher, je 1 Stapeldeckel 26 und 43



melipul® Beschriftungs-Aufkleber
Art.-Nr. 01310012 – NÜCHTERN
Art.-Nr. 01310020 – TROPFEN
Art.-Nr. 01310021 – VOR DER MAHLZEIT
Art.-Nr. 01310022 – NACH DER MAHLZEIT

Mahlzeiten-Tabletts

Für jede Mahlzeit ein separates Becher-Tablett



36 Bewohner
melipul® Becher-Tablett 36x1-43
 Art.-Nr. 01601500
 mit 36 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau
 und Beschriftungsfolie
 Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm



**Mit separatem
Tablett für
Nüchtern-
Medikamente**

Neu!

melipul® Becher-Tablett SATZ 36
 Art.-Nr. 01633600
 3 Tablett 36x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 16x1 (NACHT/NÜCHTERN), inklu-
 sive Becher, je 1 Stapeldeckel 26 und 43



40 Bewohner
melipul® Becher-Tablett 40x1-43
 Art.-Nr. 01602500
 mit 40 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau
 und Beschriftungsfolie
 Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm



Neu!

melipul® Becher-Tablett SATZ 40
 Art.-Nr. 01634000
 3 Tablett 40x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 16x1 (NACHT/NÜCHTERN), inklu-
 sive Becher, je 1 Stapeldeckel 26 und 43



44 Bewohner
melipul® Becher-Tablett 44x1-43
 Art.-Nr. 01603500
 mit 44 Mehrweg-Bechern in gelb, rot oder blau
 und Beschriftungsfolie
 Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm



Neu!

melipul® Becher-Tablett SATZ 44
 Art.-Nr. 01634400
 3 Tablett 44x1 (MORGEN/MITTAG/ABEND)
 2 Tablett 16x1 (NACHT/NÜCHTERN) inklu-
 sive Becher, je 1 Stapeldeckel 26 und 43

Bei Bestellung von Einzeltablett bitte gewünschte Tageszeit angeben! Standardlieferung:

- NÜCHTERN braune Becher
- MORGEN gelbe Becher
- MITTAG rote Becher
- ABEND blaue Becher
- NACHT grüne Becher

Für die perfekte Mundhygiene

Seite 88/89

**Mundpflege-
Tablett**
mit Stapeldeckel



Zahnprothesendose
mit Siebeinsatz



Tabletts für Tropfen oder Tabletten

Medikamenten-Organisation im Becher



Produktvorteile

- Kompakte, formstabile Tabletts in verschiedenen Größen
- Die Becher sitzen fest und sicher in der Vertiefung im Tabletteinsatz
- Sichere Zuordnung der Medikamente durch die Beschriftungsfolie
- Alle Tabletts können hygienerecht abgedeckt und gestapelt werden.
- Für Spülmaschine geeignet bis 93 °C
- Die Folie wird mit dem wasserlöslichen Stift beschriftet und ist leicht wieder abwischbar. Die Medikamente lassen sich damit einfach den Patienten zuordnen.



melipul® Folienstifte

Art.-Nr. 01400000 schwarz, wasserlöslich

Art.-Nr. 01400500 blau, wasserfest

12 Patienten



melipul® Becher-Tablett 12x1-25

Art.-Nr. 01455500

mit Beschriftungsfolie und Becher-Einsatz

Maße: L 253 x B 176 x H 55 mm

(Lieferung ohne Becher)

16 Patienten



melipul® Becher-Tablett 16x1-26

Art.-Nr. 01607000

mit Beschriftungsfolie und Becher-Einsatz

Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm

(Lieferung ohne Becher)

Tabletts für Tropfen oder Tabletten

Medikamenten-Organisation im Becher



20 Patienten

melipul® Becher-Tablett 20x1-26
Art.-Nr. 01606000
mit Beschriftungsfolie und Becher-Einsatz
Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



24 Patienten

melipul® Becher-Tablett 24x1-35
Art.-Nr. 01605000
mit Beschriftungsfolie und Becher-Einsatz
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



28 Patienten

melipul® Becher-Tablett 28x1-35
Art.-Nr. 01455000
mit Beschriftungsfolie und Becher-Einsatz
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



32 Patienten

melipul® Becher-Tablett 32x1-35
Art.-Nr. 01453000
mit Beschriftungsfolie und Becher-Einsatz
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



36 Patienten

melipul® Becher-Tablett 36x1-43
Art.-Nr. 01601000
mit Beschriftungsfolie und Becher-Einsatz
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



40 Patienten

melipul® Becher-Tablett 40x1-43
Art.-Nr. 01602000
mit Beschriftungsfolie und Becher-Einsatz
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)

Tabletts mit variablen Fächern (VF)

Alles auf einem Tablett



Alles auf einem Tablett mit 9 variabel einstellbaren Fächern (VF)

- Tabletten und Tropfen
- Granulat- und Pulvertütchen
- Augentropfen
- Reservebecher

Bewährt

- Handlich
- Zeitsparend und übersichtlich
- Hochwertiger und stabiler Kunststoff
- Hygienegerecht
- Spülmaschinengeeignet bis 93°



melipul® Becher-Tablett 12x1 VF-26
 Art.-Nr. 01555500
 mit 9 variablen Fächern, Beschriftungsfolie
 Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm
 (Lieferung ohne Becher)



melipul® Becher-Tablett 16x1 VF-35
 Art.-Nr. 01556500
 mit 9 variablen Fächern, Beschriftungsfolie
 Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
 (Lieferung ohne Becher)

Tabletts mit variablen Fächern (VF)

Alles auf einem Tablett



melipul® Becher-Tablett 20x1 VF-35
Art.-Nr. 01557500
mit 9 variablen Fächern, Beschriftungsfolie
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



melipul® Becher-Tablett 24x1 VF-43
Art.-Nr. 01558500
mit 9 variablen Fächern, Beschriftungsfolie
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



melipul® Becher-Tablett 28x1 VF-43
Art.-Nr. 01559500
mit 9 variablen Fächern, Beschriftungsfolie
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



melipul® Becher-Tablett 32x1 VF-43
Art.-Nr. 01560500
mit 9 variablen Fächern, Beschriftungsfolie
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Becher)



Tages-Tabletts mit variablen Fächern (VF)

Alle Tischzeiten auf einem Tablett



melipul® Becher-Tablett 10x3 VF-43
Art.-Nr. 01563000
mit je 10 Mehrweg-Bechern in gelb, rot, blau für MORGEN / MITTAG / ABEND, 9 variablen Fächern und Beschriftungsfolie, mit Folienstift
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett 12x3 VF-43
Art.-Nr. 01564000
mit je 12 Mehrweg-Bechern in gelb, rot, blau für MORGEN / MITTAG / ABEND, 9 variablen Fächern und Beschriftungsfolie, mit Folienstift
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm

Tages-Tabletts

Alle Tischzeiten auf einem Tablett

- A
- K
- 
- 
- 



melipul® Becher-Tablett 15x3-43
Art.-Nr. 01612500
 mit je 15 Mehrweg-Bechern in gelb, rot, blau für MORGEN/MITTAG/ABEND und Beschriftungsfolie mit Folienstift
 Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm

Produktvorteile

- Morgen, Mittag und Abend auf einem Tablett
- individuelle Kennzeichnung auf der Beschriftungsfolie
- mit den bewährten Mehrweg-Medikamentenbechern erhältlich



melipul® Becher-Tablett 5x3 VF-35
Art.-Nr. 01562000
 mit 9 variablen Fächern und je 5 Mehrweg-Bechern in gelb, rot, blau für MORGEN/MITTAG/ABEND und Beschriftungsfolie mit Folienstift
 Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett 5x3-26
Art.-Nr. 01611500
 mit je 5 Mehrweg-Bechern in gelb, rot, blau für MORGEN/MITTAG/ABEND und Beschriftungsfolie mit Folienstift
 Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett 10x3-35
Art.-Nr. 01356000
 mit je 10 Mehrweg-Bechern in gelb, rot, blau für MORGEN/MITTAG/ABEND und Beschriftungsfolie mit Folienstift
 Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melipul® Becher-Tablett 12x3-35
Art.-Nr. 01353500
 mit je 12 Mehrweg-Bechern in gelb, rot, blau für MORGEN/MITTAG/ABEND und Beschriftungsfolie mit Folienstift
 Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm

Neu!



Tabletten-Ausdrücker
Seite 92



Anbruchtropfen-Tabletts

Anbruchtropfen übersichtlich bereitstellen



Produktvorteile


- Mit **einem Handgriff** stehen die angebrochenen Tropfen von allen Bewohnern bereit
- **Unterschiedliche Fachgrößen** durch verschiebbare Teiler
- Für **jeden Bewohner** ein beschriftetes Fach
- Zeitsparend und **einfach zu reinigen**



6 Bewohner

melipul® Anbruchtropfen-Tablett 6-26
Art.-Nr. 01404522

für 6 Bewohner
verschiebbares Teilersystem mit Beschriftungsschild
Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



10 Bewohner

melipul® Anbruchtropfen-Tablett 10-35
Art.-Nr. 01405522

für 10 Bewohner
verschiebbares Teilersystem mit Beschriftungsschild
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



14 Bewohner

melipul® Anbruchtropfen-Tablett 14-43
Art.-Nr. 01406522

für 14 Bewohner
verschiebbares Teilersystem mit Beschriftungsschild
Außenmaße: L 433 x B 253 x H 55 mm



Teilerschiene 238 mm lang
Art.-Nr. 01404100
für Tablett 6 Bewohner

Teilerschiene 340 mm lang
Art.-Nr. 01405100
für Tablett 10 Bewohner

Teilerschiene 420 mm lang
Art.-Nr. 01406100
für Tablett 14 Bewohner

Querteiler 115 mm lang
Art.-Nr. 01405300
auf Längsteiler verschiebbar

Beschriftungsschild 60 mm lang
Art.-Nr. 01405400
zum Aufstecken auf Querteiler

Medikamenten-Becher

Medikamenten-Organisation mit Bechern

Umweltfreundlich, stapelbar
und für die Spülmaschine
geeignet – siehe Seite 9



melipul® Mehrweg-Medikamenten-Becher
Art.-Nr. **01305003** farblos-natur
01305004 gelb
01305006 rot
01305007 grün
01305012 braun
01305013 blau

aus PP, graduierte Wandung, Inhalt: 25 ml, feine Skalierung,
Maße: Ø 32 mm x H 40 mm



melipul® Einweg-Medikamenten-Becher
Art.-Nr. **01306003** farblos-natur
01306004 gelb
01306006 rot
01306007 grün
01306013 blau

Material: Polypropylen (PP), konische Form, Inhalt: 25 ml,
mit Maßangabe, Maße: Ø 36 mm x H 42 mm

**melipul® Einweg-
Beschriftungs-
deckel (o. Abb.)**
Art.-Nr. **01306200**
aus PP weiß



melipul® Becher-Deckel mit Griff | Art.-Nr. **01305100**
aus PP, weiß, Maße: Ø 33 mm x H 8 mm

melipul® Beschriftungsdeckel | Art.-Nr. **01305200**
aus PP, weiß, Maße: Ø 35 mm x H 7 mm

melipul® Medikamenten-Schälchen für Vormedikation
Art.-Nr. **01305500**
aus PP, grau, Maße: Ø 35 mm x H 13 mm



Einweg-Medikamenten-Becher
Art.-Nr. **01303003** farblos-natur
01303004 gelb
01303006 rot
01303007 grün
01303013 blau


aus PP, 30 ml Inhalt, mit Maßeinteilung
Maße: Ø 37 mm x H 42 mm

Einweg-Beschriftungsdeckel
Art.-Nr. **01303100**
aus PP weiß



**melipul® Becher-Spülkorb
groß** | Art.-Nr. **35005000**
für max. 50 Mehrweg-Becher,
aus Edelstahl, rostfrei
Maße: L 43 x B 21 x H 7 cm

**melipul® Becher-Spülkorb
klein** | Art.-Nr. **35003000**
für max. 30 Mehrweg-Becher,
aus Edelstahl, rostfrei, o. Abb.
Maße: L 28 x B 21 x H 7 cm



melipul® Deckel-Spülkörbchen
Art.-Nr. **35005200**
aus PP, weiß, für max. 9 Becher-Deckel
oder max. 9 Medikamenten-Schälchen
(wird in den Becher-Spülkorb eingelegt)

A

K



Wöchentliches Stellen im Mehrweg-Medikamenten-Dispenser

Professionelle Medikamenten-Organisation für die Pflege



Die Verwaltung und Organisation der Medikamente gehört in einem Pflegeheim zu den wichtigsten und anspruchsvollsten Aufgaben der Pflegefachkraft. Auch aus Zeit- und Personalgründen ist es zumeist üblich, die Medikamente für die Bewohner wöchentlich zu stellen. Um die Medikamentenorganisation zu erleichtern, gibt es funktionale Mehrweg-Dispenser, Becher und Tablett.

Mehrweg-Medikamenten-Dispenser für mehr Übersicht

Der melipul® Mehrweg-Medikamenten-Dispenser ist aus robustem Qualitäts-Kunststoff gefertigt und in den Farben Weiß oder Blau erhältlich. Während das weiße Produkt eine vierfarbige Beschriftung aufweist, bietet das blaue Modell den Vorteil, dass die Pflegekraft weiße Tabletten darin besser erkennen kann. Die Aufbereitung des Mehrweg-Medikamenten-Dispensers erfolgt in einer professionellen oder haushaltsüblichen Spülmaschine am besten im dazu passenden melipul® Dispenser-Spülkorb aus Edelstahl. Den Medikamenten-Dispenser gibt es in folgenden drei Varianten:

- mit 4 Fächern
- mit 5 Fächern
- mit 8 Fächern

Die Dispenser bieten Platz für eine Tagesration. Das Modell mit vier Fächern verfügt über vier extra große Fächer. Diese sind für die Morgen-, Mittag-, Abend- und Nachtmedikation konzipiert. Der Fünffächer-Dispenser ist zusätzlich mit einem kleinen Zusatzfach ausgestattet. Dieses Fach dient der Aufnahme der nüchtern einzunehmenden Medikamente. Vor allem in Pflegeheimen ist dieses Modell sehr beliebt. Der Dispenser mit acht Fächern eignet sich für die Rhythmus-Medikation oder aber für Parkinson-Patienten. Das Rhythmus-Medikament ist dazu in der Lage, Vorhofflimmern und Herzrhythmusstörungen zu beenden. Die Medikamente stellen somit den normalen Herzrhythmus wieder her. Den Einnahmezeitpunkt erfasst die Pflegefachkraft individuell mit dem Stift.

So funktioniert das Medikamentenmanagement für eine Woche

Die Pflegefachkraft legt sieben Dispenser in die hierfür vorgesehene Spenderbox. Auf dem Deckel steht der Wochentag geschrieben. Fertig ist der melipul® Medikamenten-Dosierer XL, den es analog zur Fächeranzahl in einer 4er-, 5er- und 8er Version gibt. Die Lagerung der Dosierer erfolgt im Medikamentenstützpunkt des Pflegeheims oder im Medikamentenschrank im Stationsraum. Einmal täglich entnimmt die Pflegefachkraft einen Dispenser und stellt diesen für die Verteilung auf das Ausgabetablett. Sie setzt nach dem Verteilen den leeren und gründlich gereinigten Dispenser oben wieder ein. Er steht somit für die erneute Befüllung für die nächste Woche bereit. Die Pflegekraft, die die Medikamente wöchentlich stellen muss, hält sich dabei strikt an die 6 G- beziehungsweise 10 G-Regel. Sie achtet penibel darauf, das richtige Medikament für die richtige Person in der passenden Dosis mit der korrekten Applikationsart zum richtigen Zeitpunkt zu verabreichen und dabei auch die Anwendungsdauer zu berücksichtigen. Wichtig sind außerdem die korrekte Aufbewahrung und ein verantwortungsvolles Risikomanagement. Die Dokumentation und Entsorgung fallen ebenso in das Aufgabengebiet der Fachkraft.

melipul® Medikamenten-Dosierer XL

Der handliche und kompakte Medikamenten-Dosierer besteht aus einer weißen Spenderbox und sieben Mehrweg-Dispensern mit je 4, 5 oder 8 Fächern und einem Schiebedeckel mit Aufdruck des Wochentags.

Eine attraktive Auswahl an Tablett

Für die Vergabe an die Patienten stehen unterschiedliche Tablett zur Verfügung. Es gibt die Möglichkeit, die Tropfenbecher mit auf das Dispenser-Tablett zu stellen oder aber auf ein separates Tablett zu geben. Welches Tablett das richtige ist, richtet sich in erster Linie auch nach der Zahl der Bewohner auf einer Station. Damit der Inhalt geschützt ist, deckt die Pflegefachkraft das Tablett mit einem Stapeldeckel ab. Das bietet auch den Vorteil, dass sie ein weiteres Tablett aufstapeln kann. Auf dem Tablett befindet sich der Dispenser mit den Medikamentenrationen für einen kompletten Tag. Bei der Nutzung des Bechersystems stehen nur die zu einer Mahlzeit gereichten Medikamente auf einem Tablett. Flüssigmedikamente bereitet die Pflegefachkraft zeitnah für die Vergabe in Bechern zu. Wahlweise verwendet sie hierfür ein separates Tropfentablett.


melipul® Dispenser-System

Vorbereiten und Verteilen der Medikamente im Dispenser und Becher



Wöchentlich Stellen

Aus dem Medikamentenvorrat in den **Medikamenten-Dosierer XL**



Vorbereiten

A

K



Dispenser-Tablett

Auf dem Tablett sind alle Medikamente, die **an diesem Tag** ausgegeben werden.




Austeilen



Dispenser-Becher-Tablett

Tabletten und Tropfen werden auf einem Tablett bereitgestellt und verteilt.



Austeilen



Tropfen-Tablett

Werden die Tabletten im Tages-Dispenser ausgegeben, ist ein **separates Tablett** für die Tropfen erforderlich.



Austeilen



Mehrweg-Medikamenten-Dispenser

Medikamenten-Organisation für den Tagesbedarf im Dispenser



Weißer Tabletten leichter erkennen!

Beschriftung mit wasserfestem Folienstift

Produktvorteile

- **Große Fächer** mit viel Platz für Medikamente und gut lesbare **Beschriftung**
- **Wiederverwendbar** und deshalb wirtschaftlich, hochwertiger Kunststoff
- Stabiler **Schiebedeckel**
- Spülmaschinengeeignet bis max. 93 °C



Große Fächer mit viel Platz für Medikamente

melipul® Mehrweg-Medikamenten-Dispenser, 4 Fach
 Blau: Art.-Nr. 01370013 | PZN 172 77 119
 Weiß: Art.-Nr. 01370011 | PZN 111 82 872
 aus PC, für 1 Tag, farbig gekennzeichnete 4 Fächer (je 50x47x15 mm)
 MORGEN / MITTAG / ABEND / NACHT
 mit Schiebedeckel glasklar
 Maße: L 225 x B 67 x H 19 mm



Mit Extra-Fach für Nüchtern-Medikamente

melipul® Mehrweg-Medikamenten-Dispenser, 5 Fach
 Blau: Art.-Nr. 01370513 | PZN 172 77 102
 Weiß: Art.-Nr. 01370511 | PZN 111 82 895
 aus PC, farbig gekennzeichnete 5 Fächer (je 50/25x47x15 mm) mit extra Fach für Nüchtern-Medikamente
 NÜCHTERN / MORGEN / MITTAG / ABEND / NACHT
 mit Schiebedeckel glasklar
 Maße: L 225 x B 67 x H 19 mm



Mit 8 Fächern für Parkinson-Patienten

melipul® Mehrweg-Medikamenten-Dispenser, 8 Fach
 Blau: Art.-Nr. 01370813 | PZN 172 77 125
 Weiß: Art.-Nr. 01370811 | PZN 111 82 903
 aus PC, farbig gekennzeichnete 8 Fächer (je 50x23x15 mm) für Rhythmusmedikamente (Parkinson)
 MORGEN / MITTAG / ABEND / NACHT
 mit Schiebedeckel glasklar
 Maße: L 225 x B 67 x H 19 mm

Mehrweg-Medikamenten-Dispenser


Medikamenten-Organisation für den Tagesbedarf im Dispenser



melipul® Dispenser für Blistertütchen, weiß, PC mit farblicher Kennzeichnung der Tageszeiten

Art.-Nr. 01366000

Medikamentendispenser aus PC, für Schaluchblister, mit 4 Fächern, große Beschriftung, vierfarbig bedruckt
Maße: L 117 x B 83 x H 45 mm



mevipas® Einweg-Tagesdispenser

Art.-Nr. 01371000

aus PS weiß, Beschriftung blau
4 Fächer (je 37 x 42 mm) mit Schiebedeckel
Maße: L 225 x B 77 x H 16 mm



melipul® Einweg-Medikamenten-Dispenser

Art.-Nr. 01360000

aus PP weiß, Beschriftung blau
4 Fächer (je 43 x 26 mm) mit Schiebedeckel
Maße: L 225 x B 61 x H 17 mm



melipul® Dispenser-Spülkorb

Art.-Nr. 35003200

aus Edelstahl, rostfrei, mit Scharnierdeckel, stapelbar,
für max. 12 Mehrweg-Dispenser mit Deckel
Maße: L 46 x B 25,5 x H 10 cm (Lieferung ohne Inhalt)



Medikamenten-Becher-Dispenser für Einweg- oder Mehrwegbecher

Art.-Nr. 01365000

aus PC weiß, farbig gekennzeichnet
3 Vertiefungen für Becher
MORGEN / MITTAG / ABEND
Maße: L 150 x B 72 x H 20 mm
Lieferung ohne Becher

Tabletten-Mörser

Seite 93

Direkt
im Becher
mörsern!



Medikamenten-Dosierer XL

Medikamenten-Organisation für die ganze Woche im Mehrweg-Dispenser

Produktvorteile

- Sicheres und übersichtliches **Vorbereiten** der Medikation
- Große Fächer mit viel Platz, für **leichtes Befüllen** und einfaches Entnehmen der Medikamente
- **Farbige Kennzeichnung** der Einnahmezeiten
- Medikamente sind einfach zu kontrollieren
- Aus hochwertigem und stabilem Kunststoff
- **Hygienische Reinigung** in der Spülmaschine



melipul® Medikamenten-Dosierer XL – 8
Blau: Art.-Nr. 01381013 | PZN 172 77 154 |
Weiß: Art.-Nr. 01381000 | PZN 111 82 949
 zum Vorbereiten der Medikation für 1 Woche
 7 Mehrweg-Dispenser mit je 8 Fächern aus PC, für Rhythmus-Medikamente (Parkinson oder Schmerztherapie) MORGEN/MITTAG/ABEND/NACHT mit Schiebedeckel glasklar, Maße: B 235 x H 136 x T 85 mm

Mit Extra-Fach für Nüchtern-Medikamente



melipul® Medikamenten-Dosierer XL – 5
Blau: Art.-Nr. 01380513 | PZN 172 77 148
Weiß: Art.-Nr. 01380500 | PZN 111 82 932
 zum Vorbereiten der Medikation für 1 Woche
 7 Mehrweg-Dispenser mit je 5 Fächern aus PC, mit extra Fach für Nüchtern-Medikamente NÜCHTERN/MORGEN/MITTAG/ABEND/NACHT mit Schiebedeckel glasklar, Maße: B 235 x H 136 x T 85 mm

Große Fächer mit viel Platz für Medikamente



melipul® Medikamenten-Dosierer XL – 4
Blau: Art.-Nr. 01380013 | PZN 172 77 131
Weiß: Art.-Nr. 01380000 | PZN 111 82 926
 zum Vorbereiten der Medikation für 1 Woche
 7 Mehrweg-Dispenser mit je 4 Fächern aus PC, MORGEN/MITTAG/ABEND/NACHT mit Schiebedeckel glasklar, Maße: B 235 x H 136 x T 85 mm

Farbpalette



melipul ISO Tablett für Mehrweg-Dispenser

Bewohnermedikamenten für eine ganze Woche
im ISO-Schranksystem



Produktvorteile

- **Kompatibilität:**
Passend für 60 cm ISO-Modulträgersysteme.
- **Sichere Lagerung:**
Übersichtliche und sichere Aufbewahrung von Mehrweg-Medikamentendispensern.
- **Effiziente Integration:**
Nutzbar mit bestehenden Schranksystemen.

A

K



melipul® ISO Tablett 7D
Art.-Nr. 05001002

für 7 Mehrweg-Dispenser, zur Lagerung von Mehrweg-Dispenser in ISO-Schranksystemen, Außenmaße: L 598 x B 260 x H 21 mm



melipul® Mehrweg-Medikamenten-Dispenser, 4 Fach
Weiß: Art.-Nr. 01370011
PZN 111 82 872

aus PC, für 1 Tag, farbig gekennzeichnete 4 Fächer (je 50x47x15 mm)
MORGEN / MITTAG / ABEND / NACHT
mit Schiebedeckel glasklar
Maße: L 225 x B 67 x H 19 mm



melipul® Mehrweg-Medikamenten-Dispenser, 5 Fach
Weiß: Art.-Nr. 01370511
PZN 111 82 895

aus PC, farbig gekennzeichnete 5 Fächer (je 50/25x47x15 mm) mit extra Fach für Nüchtern-Medikamente
NÜCHTERN/MORGEN/MITTAG/ABEND/NACHT
mit Schiebedeckel glasklar
Maße: L 225 x B 67 x H 19 mm



melipul® Mehrweg-Medikamenten-Dispenser, 8 Fach
Weiß: Art.-Nr. 01370811
PZN 111 82 903

aus PC, farbig gekennzeichnete 8 Fächer (je 50x23x15 mm)
für Rhythmusmedikamente (Parkinson)
MORGEN / MITTAG / ABEND / NACHT
mit Schiebedeckel glasklar
Maße: L 225 x B 67 x H 19 mm

Dispenser-Tabletts

Medikamenten-Dispenser sicher und übersichtlich auf dem Tablett



Produktvorteile

- Für jede Situation eine **passende Größe**
- Die Dispenser sitzen fest in Haltestegen, **übersichtliches Durchblättern**, leichtes Herausnehmen und Zurückstecken
- Hochwertiger und stabiler Kunststoff, mit **passendem Deckel** stapelbar (meli® Stapeldeckel siehe S. 78)
- Spülmaschinengeeignet bis max. 93 °C



7 Bewohner/
Patienten

melipul® Dispenser-Tablett 7D-25

Maße: L 176 x B 253 x H 55 mm

Art.-Nr. **01359500** mit 7 Mehrweg-Medikamenten-Dispensern

Art.-Nr. **01459500** Lieferung ohne Dispenser



10 Bewohner/
Patienten

melipul® Dispenser-Tablett 10D-26

Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm

Art.-Nr. **01609500** mit 10 Mehrweg-Medikamenten-Dispensern

Art.-Nr. **01609000** Lieferung ohne Dispenser



16 Bewohner/
Patienten

melipul® Dispenser-Tablett 16D-35

Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm

Art.-Nr. **01359000** mit 16 Mehrweg-Medikamenten-Dispensern

Art.-Nr. **01459000** Lieferung ohne Dispenser



20 Bewohner/
Patienten

melipul® Dispenser-Tablett 20D-43

Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm

Art.-Nr. **01608500** mit 20 Mehrweg-Medikamenten-Dispensern

Art.-Nr. **01608000** Lieferung ohne Dispenser

Dispenser- und Becher-Tabletts

Tabletten und Tropfen auf einem Tablett

Becher und Dispenser auf einem Tablett



Produktvorteile

- Für **feste und flüssige** Medikamente
- **Halterung für Becher und Dispenser** fest integriert oder als Einsatz herausnehmbar
- **Kennzeichnung der Becher** auf Beschriftungsdeckel oder auf Beschriftungsfolie
- **Einfaches Durchblättern**, leichtes Herausnehmen und Zurückstecken der Dispenser
- Mit **passendem Deckel** stapelbar*
- Spülmaschinengeeignet bis max. 93 °C

A

K



* den passenden meli® Stapeldeckel finden Sie auf Katalog-Seite 78

10 Bewohner/
Patienten



melipul® Dispenser-/ Becher-Tablett 10D+10B-35

mit 2 Einsätzen und Beschriftungsfolie, für je 10 Dispenser und 10 Becher
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm

Art.-Nr. 01621500

mit 10 Mehrweg-Medikamenten-Dispensern und 10 Mehrweg-Bechern

Art.-Nr. 01622000

Lieferung ohne Dispenser und Becher

12 Bewohner/
Patienten



melipul® Dispenser-/ Becher-Tablett 12D+12B-43

mit 2 Einsätzen und Beschriftungsfolie, für je 12 Dispenser und 12 Becher
Außenmaße: L 433 x B 253 x H 55 mm

Art.-Nr. 01620500

mit 12 Mehrweg-Medikamenten-Dispensern und 12 Mehrweg-Bechern

Art.-Nr. 01621000

Lieferung ohne Dispenser und Becher

15 Bewohner/
Patienten



Beschriftung auf Becherdeckel

melipul® Dispenser-/ Becher-Tablett 15D+15B-43

mit fest integrierter Halterung für 15 Dispenser und 15 Becher
Außenmaße: L 433 x B 253 x H 55 mm


Art.-Nr. 01913500

mit 15 Mehrweg-Medikamenten-Dispensern und 15 Mehrweg-Bechern mit Beschriftungsdeckel

Art.-Nr. 01911500

Lieferung ohne Dispenser und Becher

Dispenser-Tabletts mit Bechereinsatz



Produktvorteile

- **Feste und flüssige Medikamente** auf einem Tablett hygienisch untergebracht, übersichtlich angeordnet und sofort griffbereit
- **Flexibel** in der Anwendung
- Die Becher stehen **fest und sicher** im Bechereinsatz
- Strapazierfähig und leicht zu reinigen



mevipas® Dispenser-/ Becher-Tablett 20D+20B | Art.-Nr. 05002002
für bis zu 20 Tages-Dispenser und 20 Medikamenten-Becher, mit 2 Becher-Einsätzen
Material: Polycarbonat, weiß
Außenmaße: L 450 x B 340 x H 40 mm



mevipas® Dispenser-/ Becher-Tablett 20D+10B | Art.-Nr. 05002302
für bis zu 20 Tages-Dispenser und 10 Medikamenten-Becher, mit 1 Becher-Einsatz
Material: Polycarbonat, weiß
Außenmaße: L 450 x B 340 x H 40 mm



mevipas® Dispenser-/ Becher-Tablett 20D | Art.-Nr. 05002402
für bis zu 20 Tages-Dispenser, ohne Becher-Einsätze
Material: Polycarbonat, weiß
Außenmaße: L 450 x B 340 x H 40 mm



mevipas® Becher-Einsatz 10B | Art.-Nr. 05002502
für 10 Medikamenten-Becher
Material: Polycarbonat, weiß
Maße: L 208 x B 78 x H 18 mm



mevipas® Tages-Dispenser | Art.-Nr. 01371000
Material Unterteil und Deckel: Polystyrol (PS), weiß
Außenmaße: L 225 x B 77 x H 16 mm



Einweg-Medikamenten-Becher | Art.-Nr. 01303000
30 ml, Material: Polypropylen (PP)
Farben: gelb, rot, blau, grün, weiß
Außenmaße: 37 mm Ø x 42 mm hoch

Beschriftungsdeckel | Art.-Nr. 01303100
Material: Polypropylen (PP), weiß



Injektion, Blutentnahme und Blutzuckermessung

ab Seite 57

SCHWARZ
PFLEGESYSTEME



Medikamenten-Tabletts für Medi-7®

Tabletts für die Medikamentenvergabe im Medi-7®-Tagesdosierer



12 Bewohner

melipul® Tagesdosierer-Tablett 12TD+12B-35
Art.-Nr. 01341500
für 12 Medi-7®-Tagesdosierer und 12 Tropfenbecher
mit Beschriftungsfolie
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)



meli® Stapeldeckel 35
Art.-Nr. 01405200
aus PC glasklar
Maße: L 342 x B 242 x H 55 mm



16 Bewohner

melipul® Tagesdosierer-Tablett 16TD-26
Art.-Nr. 01340500
für 16 Medi-7®-Tagesdosierer
Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)



24 Bewohner

melipul® Tagesdosierer-Tablett 24TD-35
Art.-Nr. 01341000
für 24 Medi-7®-Tagesdosierer
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)



Medi-7®-Tagesdosierer
Art.-Nr. 01340000
mit 7 Tagesdosierern
Maße: L 112 x B 123 x H 5 mm



melipul® Spülkorb für Medi-7®-Tagesdosierer
Art.-Nr. 35003500
für max. 24 Tagesdosierer
aus Edelstahl, rostfrei, mit Scharnierdeckel
Maße: L 465 x B 254 x H 63 mm
(Lieferung ohne Inhalt)



Medikamenten Blister im Pflegeheim: Hervorragend organisiert mit den passenden Verteil-Tabletts



Medikamenten-Blister sind eine etablierte Methode zur Vorbereitung und Organisation der Medikamentengabe in Pflegeheimen. Diese Blister enthalten separate Fächer für die Medikamente, die zu verschiedenen Tageszeiten – morgens, mittags, abends und nachts – benötigt werden. Dies erleichtert die Übersicht und reduziert das Risiko von Dosierungsfehlern. Normalerweise werden diese Blister von Apotheken zusammengestellt und an Pflegeheime geliefert. Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch oft darin, die Medikamente sicher und individuell auf den Bewohner abgestimmt zu organisieren und zu verabreichen. An dieser Stelle setzen die innovativen Tablett-Systeme von SCHWARZ Pflegesysteme an.

Organisation und Sicherheit

Die Tablett-Systeme von SCHWARZ Pflegesysteme bieten die Lösung für die praxisnahe und sichere Organisation der Medikamentengabe.

- **Bewohnerbezogene Vorbereitung von Tropfen und Flüssigmedikamenten**

Viele Medikamente sind nicht ausschließlich in fester Tablettenform erhältlich. Oftmals müssen sie als Tropfen oder in flüssiger Form verabreicht werden. Für diese Art der Medikation wird meistens ein Tropfenbecher benötigt.

- **Bewohnerbezogene Vorbereitung der Blister**

Die Medikamente für die Bewohner werden in bereits vorbereiteten Einheiten wöchentlich an das Pflegeheim geliefert. Im Heim selbst besteht nun die Aufgabe, diese Medikamente entsprechend dem Zeitpunkt ihrer Vergabe zu separieren und übersichtlich für die Ausgabe vorzubereiten.

- **Verabreichung zu den Mahlzeiten**

Die Koordination der Medikamentengabe mit den Mahlzeiten ist ein wesentlicher Aspekt. Unsere Tablett-Systeme ermöglichen eine klare Struktur zu den Vergabezeitpunkten, sowohl für Medikamenten-Blister als auch für Tropfenbecher und fördern dadurch die Übersichtlichkeit in der pflegerischen Arbeit.

Das passende Tablett für Ihre Blister-Typen

Um die ideale Medikamentengabe-Lösung für Ihr Pflegeheim zu gewährleisten, bieten wir maßgeschneiderte Tablett-Systeme für verschiedene Blister-Typen:

- Für **Medinoxx** bieten wir Tabletts, die für 12 bis 16 Bewohner geeignet sind. Ein Vorteil dieser Tabletts ist die Flexibilität, da sowohl Becher-Blister als auch Tropfenbecher auf die Felder passen.
- Bei **Omnicell** finden Sie Tabletts entweder für die komplette Tagesmedikation von 14 Bewohnern, wobei ein separates Tablett für Tropfen verwendet wird, oder für die Vorbereitung einzelner Vergabezeitpunkte für 16 Bewohner, inklusive zugeordneter Tropfenbecher.
- Für **i-meds** bieten wir ebenfalls passende Tabletts für die Vorbereitung einzelner Vergabezeitpunkte für bis zu 16 Bewohner, mit der Möglichkeit Tropfenbecher zu integrieren.
- Für **Schlauchblister** haben wir Tabletts, die für 12 bis 45 Bewohner passend sind, wahlweise mit direkt zugeordneten Tropfenbechern oder unter Verwendung eines separaten Tabletts für Tropfen.

Fazit:

Die sichere und praxisnahe Organisation der Medikamentengabe im Pflegeheim ist von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Die Kombination von Medikamenten-Blister von Omnicell, i-meds, Medinoxx und Schlauchblister mit den innovativen Tablett-Systemen von SCHWARZ Pflegesysteme bietet eine optimale Lösung. Bewohnerbezogene Vorbereitung von Medikamenten, zeitlich abgestimmte Verabreichung zu den Mahlzeiten und die sichere Aufbewahrung von Tropfen und Flüssigmedikamenten sind nur einige der Vorteile, die diese Systeme bieten. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Pflegeeinrichtung und sorgen Sie für eine hervorragende Organisation der Medikamentengabe mit SCHWARZ Pflegesystemen.

Neu!



Christoff, Erwin
28 NOVAMINSULFON Tabletten 30
DAPKEDILOL HEXAL 8,25 mg
LYRICA 20 mg Hartkapseln
METOPROLOL 2 x 10 mg Tabletten
MIRAZAPIN-CT 10 mg Tabletten
08:00 Mo, 20.03.2019

Fränker, Alfons
28 NOVAMINSULFON Tabletten 30
ASS 100 in Formen 7x10
VOL-SALINE RATOPHARM 3 mg
FLURIDETS 8 Tabletten
08:00 Mo, 20.03.2019

Seite 45

**Tablets für
Omniceil und i-meds**

Medikamenten-Tabletts für Blistersysteme

Blisertütchen und Tropfenbecher übersichtlich auf einem Tablett

A



12 Bewohner

Variable Fächer
flexibel einstellbar

Produktvorteile

- Die Blisertütchen und die Becher stehen **fest und sicher** in einer Vertiefung
- Tropfen-Becher können **gestapelt** werden
- Für alle Tabletts sind **Stapeldeckel** erhältlich (S. 78)
- Für **Spülmaschine** geeignet bis 93°C

melipul® Medikamenten-Tablett 12T+24B VF-35
Art.-Nr. 01961000

für 12 Blisertütchen und 24 Tropfen-Becher, 6 variable Fächer mit 3 Beschriftungsschildern, mit Beschriftungsfolie
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



12 Bewohner

melipul® Medikamenten-Tablett 12T+24B-35
Art.-Nr. 01956500

mit **12 großen Fächern** für mehrere Blisertütchen oder Abreiß-Kartenblister und 24 Tropfen-Becher, mit Beschriftungsfolie
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



16 Bewohner

melipul® Medikamenten-Tablett 16T+32B-35
Art.-Nr. 01955500

für 16 Blisertütchen und 32 Tropfen-Becher, mit Beschriftungsfolie
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



12 Bewohner

melipul® Medikamenten-Tablett 12T+24B VF-43
Art.-Nr. 01957000

mit **12 großen Fächern** für 12 Blisertütchen und 24 Tropfen-Becher, 6 variable Fächer mit 3 Beschriftungsschildern, mit Beschriftungsfolie
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



16 Bewohner

melipul® Medikamenten-Tablett 16T+32B VF-43
Art.-Nr. 01960000

für 16 Blisertütchen und 32 Tropfen-Becher, 6 variable Fächer mit 3 Beschriftungsschildern, mit Beschriftungsfolie
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)

Dispenser für Blistertütchen

Optimierte Medikamentenversorgung im Klinikalltag



Neu!

Entwickelt für Uni-Dose

Farbige Kennzeichnung der Tageszeiten

Produktvorteile

- Passend für gängige **Uni-Dose Tütchen**
- **Farbige und klare Beschriftung** für sichere Einnahme
- **Große Fächer** für Morgen, Mittag, Abend, Nacht
- Bis zu **10 Dispenser** passen platzsparend in eine Pflegeschale
- Glasklarer Stapeldeckel für **hygienisches Abdecken**
- Erleichtert den Pflegealltag durch **übersichtliches Befüllen und Verteilen** von Blistern
- Mit **passendem Deckel** stapelbar
- Für **Spülmaschine** geeignet bis 93°C



melipul® Dispenser für Blistertütchen, weiß, PC mit farblicher Kennzeichnung der Tageszeiten
Art.-Nr. 01366000

Medikamentendispenser aus PC, für Schaluchblisters, mit 4 Fächern, große Beschriftung, vierfarbig bedruckt
Maße: L 117 x B 83 x H 45 mm



meli® Pflegeschale 43 | Art.-Nr. 01406000
zum Verteilen von 10 Dispensern,
aus PC weiß, Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm

meli® Stapeldeckel 43 | Art.-Nr. 01406200
zum Schutz und als Stapelhilfe,
aus PC glasklar, Maße: L 422 x B 242 x H 55 mm

Medikamenten-Tabletts für Blistersysteme

Kombinierte Blistertabletts mit variablen Fächern



Produktvorteile

- Die **variablen Fächer** können vielseitig genutzt werden
- Tropfen-Becher können **gestapelt** werden
- Für alle Tabletts sind **Stapeldeckel** erhältlich (S. 78)
- Für **Spülmaschine** geeignet bis 93°C



12 Bewohner

melipul® Medikamenten-Tablett 12T+12B VF-26
Art.-Nr. 01961500
 für 12 Tropfen-Becher und 12 Blistertütchen
 in variablen Fächern, mit Beschriftungsfolie
 Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



16 Bewohner

melipul® Medikamenten-Tablett 16T+16B VF-35
Art.-Nr. 01959500
 für 16 Tropfen-Becher und 16 Blistertütchen
 in variablen Fächern, mit Beschriftungsfolie
 Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



20 Bewohner

melipul® Medikamenten-Tablett 20T+20B VF-43
Art.-Nr. 01960500
 für 20 Tropfen-Becher und 20 Blistertütchen
 in variablen Fächern, mit Beschriftungsfolie
 Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



meli® Teilerschienen 42 | aus PC weiß
Art.-Nr. 01406136 Maße: L 236 x H 42 mm
Art.-Nr. 01406138 Maße: L 238 x H 42 mm

meli® Querteiler 42 | aus PC weiß
Art.-Nr. 01406378 Maße: L 78 x H 42 mm
Art.-Nr. 01406380 Maße: L 80 x H 42 mm
Art.-Nr. 01406397 Maße: L 97 x H 42 mm

Medikamenten-Tabletts für Blistersysteme

Tabletts nur für Blistertütchen mit verstellbaren Fächern



Produktvorteile

- Die **Fächereinteilung** kann nach Bedarf angepasst werden
- Durch einen **Deckel** lassen sich die Tabletts übereinander stapeln (S. 78)
- Für **Spülmaschine** geeignet bis 93°C
- Für die Tropfen wird ein separates Tablett benötigt



16 Bewohner



melipul® Medikamenten-Tablett 16T VF-25
Art.-Nr. 01962000
für max. 16 Blistertütchen in variablen Fächern
Maße: L 253 x B 176 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)

24 Bewohner



melipul® Medikamenten-Tablett 24T VF-26
Art.-Nr. 01962500
für max. 24 Blistertütchen in variablen Fächern
Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)

36 Bewohner



melipul® Medikamenten-Tablett 36T VF-35
Art.-Nr. 01963000
für max. 36 Blistertütchen in variablen Fächern
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)

45 Bewohner



melipul® Medikamenten-Tablett 45T VF-43
Art.-Nr. 01963500
für max. 45 Blistertütchen in variablen Fächern
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)

Lagerungsboxen für Blistersystem von Omnicell

Die Boxen sind stapelbar und schaffen Übersicht und Ordnung im täglichen Handling



Produktvorteile

- Übersichtliche und einfache **Schranklagerung** der Omnicell-Bliester
- **Passend für Omnicell** SureMed Cup35, individual 7x5, 7x4 und 7x4 PLUS
- Bewohnerbezogene Lagerung für **klare Zuordnung**
- Spezielles Feld zur **einfachen Beschriftung** mit 6 mm Beschriftungsband



Neu!

Ordnung und Übersicht



melipul® Lagerbox, für Omnicell Cup Blister, stapelbar, verrastend mit Beschriftungsfeld, weiß Art.-Nr. 60003000

Die praktische Lösung für die übersichtliche und einfache Lagerung der Omnicell-Bliester im Medikamentenschrank, Maße: L 219 x B 272 x H 44 mm

Medikamenten-Tabletts für Blistersysteme

Tabletts für Karten und Becher-Blister von Omnicell und i-meds



Neu!

melipul® Medikamenten-Tablett 14K-43
Art.-Nr. 01986000 für 14 Tagesstreifen der Omnicell Becherblister
Tablett zur sicheren und übersichtlichen Organisation der - Omnicell SureMed cup 35 - Tagesstreifen für eine einfache Verteilung zu den fünf Einnahmezeitpunkten. Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)

Produktvorteile

- **Kartenblister und Becher** auf einem Tablett
- Tropfen-Becher können **gestapelt** werden
- einfach, **übersichtlich** und sicher
- Für **Spülmaschine** geeignet bis 93°C
- Passend für **Becher-Blister** von Omnicell und i-meds

A



Neu!

melipul® Medikamenten-Tablett 16K+16B-35
Art.-Nr. 01985000 für 16 Bewohner, mit Platz für 16 Becher-Blister und 16 Mehrweg-Medikamentenbecher für Bedarfsmedikamente, Tabletten oder Tropfen, mit Tablett-Einsatz, Beschriftungsfolie und Folienstift - Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



Neu!

melipul Medikamenten-Tablett 16K+16B VF-43
Art.-Nr. 01985500 für 16 Bewohner, mit Platz für 16 Becher-Blister und 16 Mehrweg-Medikamentenbecher für Bedarfsmedikamente, Tabletten oder Tropfen, mit Tablett-Einsatz, Beschriftungsfolie, Folienstift und variablen Fächern - Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



melipul® Medikamenten-Tablett 9K+12B-35
Art.-Nr. 01964500
für 9 Kartenblister und 12 Tropfen-Becher, mit Beschriftungsfolie
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)



melipul® Medikamenten-Tablett 13K-35
Art.-Nr. 01964000
für 13 Kartenblister
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm
(Lieferung ohne Inhalt)

Medikamenten-Tabletts für Blistersysteme

Tablett für Blister-Becher von Medinox



Produktvorteile

- **Medinox- und Mehrweg-Becher** auf einem Tablett
- **stapelbare Tropfenbecher**
- geordnet und **übersichtlich**
- mit Beschriftungsfolie und wasserlöslichen Stift für die **Kennzeichnung**
- **spülmaschinengeeignet**

16 Bewohner



melipul® Medikamenten-Tablett 32MB-43 | Art.-Nr. 01980000 für 16 Bewohner, 32 Medinox- (10 ml oder 15 ml) oder Mehrweg-Medikamenten-Becher für Bedarfsmedikamente, Tabletten oder Tropfen, mit Tablett-Einsatz, Beschriftungsfolie und Folienstift
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)

12 Bewohner



melipul® Medikamenten-Tablett 24MB VF-43 Art.-Nr. 01984500 für 12 Bewohner, 24 Medinox- (10 ml oder 15 ml) oder Mehrweg-Medikamenten-Becher für Bedarfsmedikamente, Tabletten oder Tropfen, mit Tablett-Einsatz, Beschriftungsfolie, Folienstift mit 6 variablen Fächern
Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)

12 Bewohner



melipul® Medikamenten-Tablett 24MB-35 | Art.-Nr. 01984000 für 12 Bewohner, 24 Medinox- (10 ml oder 15 ml) oder Mehrweg-Medikamenten-Becher für Bedarfsmedikamente, Tabletten oder Tropfen, mit Tablett-Einsatz, Beschriftungsfolie und Folienstift
Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm (Lieferung ohne Inhalt)



meli® Stapeldeckel 35 | Art.-Nr. 01405200 aus PC glasklar, Maße: L 342 x B 242 x H 55 mm

meli® Stapeldeckel 43 | Art.-Nr. 01406200 aus PC glasklar, Maße: L 422 x B 242 x H 55 mm

Spülkörbe aus rostfreiem Edelstahl

Zur hygienischen Reinigung der Mehrweg-Medikamenten-Dispenser und -Becher



Hygienegerecht

- Professionelle Reinigung in der Spülmaschine
- Aus rostfreiem Edelstahl

Praxisgerecht

- Alle Spülkörbe platzsparend stapelbar
- Einsatz für Deckel oder Schälchen erhältlich

A

K



melipul® Becher-Spülkorb groß

Art.-Nr. 35005000


für max. 50 Mehrweg-Becher, aus Edelstahl, rostfrei
Maße: L 43 x B 21 x H 7 cm
(Lieferung ohne Inhalt)



melipul® Becher-Spülkorb klein

Art.-Nr. 35003000

für max. 30 Mehrweg-Becher, aus Edelstahl, rostfrei
Maße: L 28 x B 21 x H 7 cm
(Lieferung ohne Inhalt)



melipul® Dispenser-Spülkorb

Art.-Nr. 35003200

aus Edelstahl, rostfrei, mit Scharnierdeckel, stapelbar,
für max. 12 Mehrweg-Dispenser mit Deckel
Maße: L 46 x B 25,5 x H 10 cm
(Lieferung ohne Inhalt)



melipul® Spülkorb für Medi-7®-Tagesdosierer

Art.-Nr. 35003500

für max. 24 Tagesdosierer aus Edelstahl, rostfrei,
mit Scharnierdeckel, Maße: L 465 x B 254 x H 63 mm
(Lieferung ohne Inhalt)



So könnte Ihr
Medikamentenschrank
aussehen!

Medikamenten-Schrank

Lagerung und Stellen der Bewohnermedikamente im Pflegeheim

Gemäß Heimgesetz (HeimG) § 11 (BGB) gelten besondere Vorgaben für die Lagerung von Arzneimitteln im Pflegeheim. So müssen Heimbetreiber sicherstellen, dass sämtliche Arzneimittel bewohnerbezogen und ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Bei dieser Aufgabe spielen Medikamentenschränke eine wichtige Rolle.

Der Medikamentenschrank ist unerlässlicher Bestandteil jedes Pflegeheims und dient der Lagerung von Medikamenten für die Bewohner. Er unterstützt die Pflegekräfte dabei, alle täglich benötigten Medikamente sicher aufzubewahren. Wir bieten eine reiche Auswahl an Schränken in verschiedenen Größen und mit individuellen Ausstattungsmerkmalen für den Pflegebedarf.

Wie ist der Medikamenten-Schrank aufgebaut?

Der melipul® Medikamenten-Schrank ist in großer und kleiner Ausführung erhältlich. Beide Varianten verfügen über, mit einem Drehstangenschloss, abschließbare Türen, sind also besonders sicher.

Praktischerweise haben die Schränke eine ausziehbare Arbeitsplatte, die man zum Stellen und Organisieren der Medikamente im jeweiligen Rhythmus nutzen kann. Außerdem sind sie mit verstellbaren Fachböden ausgestattet, die nach Bedarf Platz für Schrankbehälter und die Medikamentenlagerung lassen.

Neben den Vorrats- und Bedarfsmedikamenten werden im melipul® Medikamenten-Schrank die Ausgabetabletts gelagert, auf denen die tägliche Medikation zu den Malzeiten hergerichtet wird. Schrankbehälter, ausziehbare Gitterkörbe und ein fest verankertes BTM-Fach vervollständigen das Sortiment und dienen der Unterbringung allen sonstigen Pflegebedarfs. Der melipul® Medikamenten-Schrank verfügt sogar über einen eingebauten Kühlschranks mit integriertem Abzug für die entstehende Wärme.

Während die große Version des melipul® Medikamenten-Schranks Platz für die Medikamente von maximal 30 Bewohnern bietet, sind es bei der kleinen Version maximal 20 Bewohner. Besonders einfach ist die Lagerung der wöchentlich gestellten Tabletten in Dispensern, beispielsweise dem melipul® Wochen-Dispenser 7x4.

Für das wöchentliche Vorbereiten von Medikamenten bieten sich darüber hinaus die melipul Medikamenten-Dosierer XL mit mehreren Fächern an. So verfügt der melipul Medikamenten-Dosierer XL-5 über fünf Fächer und stellt damit eine übersichtliche Organisationshilfe dar.

Wo steht der Medikamenten-Schrank?

In der Regel befindet sich der Medikamentenschrank im Stations- beziehungsweise Dienstzimmer der jeweiligen Station. Um die Station jederzeit optimal mit Medikamenten zu versorgen, kann er alternativ an einem zentralen Medikamentenstützpunkt stehen. Trifft die allwöchentliche Lieferung der Medikamente aus der Apotheke ein, werden sie im Medikamenten-Schrank aufbewahrt. Einmal in der Woche richten die Pflegekräfte die Medikamente für die Vergabe an die Bewohner her. Zum Einsatz kommen dafür verschiedene Ausgabe-Tabletts aus dem melipul®-System. Beliebte sind beispielsweise Becher-Tabletts für die komplette Tagesmedikation, die zwischen 12 bis 44 Becher für Tabletten, Tropfen oder alternativ bei Tabletts mit variablen Fächern VF auch Platz für Pulver-Tütchen verfügen. Mit den beschriftbaren Tabletts gelingt die Verteilung der Medikamente im Pflegeheim übersichtlich und unkompliziert.

Was gehört in den Medikamenten-Schrank?


Bei einem Medikamenten-Schrank handelt es sich um ein Lager für die bewohnerbezogene Aufbewahrung von Arzneimitteln und Medikamenten in Pflegeeinrichtungen. Zugunsten einer übersichtlichen Lagerung enthalten Medikamenten-Schränke in der Regel verschiedene Ausgabe-Tabletts und Schrankbehälter, beispielsweise die des melipul®-Systems. Viele moderne Medikamenten-Schränke verfügen über einen integrierten Medikamentenkühlschrank. In diese gehören alle Medikamente, die bei einer Temperatur von zwei bis acht Grad Celsius aufzubewahren sind. Dazu zählen neben Insulin manche Asthmasprays und Antibiotika-Suspensionen, Impfstoffe, einige (Glaukom-) Augentropfen und -salben sowie andere Biologika, die zum Beispiel der Rheuma-Behandlung dienen.

Zudem verfügt der melipul® Medikamenten-Schrank über ein BTM-Fach, in dem Arzneimittel aufbewahrt werden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und mit einem speziellen Betäubungsmittelrezept verordnet werden müssen. Dazu gehören therapeutisch verwendete Stoffe wie Fentanyl, Buprenorphin, Dronabinol, Methadon, Methylphenidat, Opium, Morphin, Pentazocin und Tilidin.



Farbpalette Schrank und Modulwagen

Front- und Korpusfarben

				
	K101PE Frontweiß	U191PE Hellgrau	U515VL Sand	U4807VL Samtgelb
				
	U141VL Rosé	U4435V Rauchblau	U120VL Taubenblau	U125PE Atollblau
				
	U2504PE Limone	U7110PE Kaminrot	U2645VL Jaffaorange	D1783BS Buche Mangfall
				
	D2293UL Akazie	D375 Ahorn	D38230W Steineiche New York	D38100W Walnuss Nizza

Farbpalette 2025

Medikamenten-Schrank

Ordnungsgemäße und bewohnerbezogene Medikamentenaufbewahrung



Produktvorteile

- Täglich anfallende Arbeiten **leichter und schneller** erledigen
- Übersichtliche, bewohnerbezogene **Lagerung der Medikamente**
- **Individuelle Schrank-einteilung**, Ausstattung beliebig erweiterbar
- **Große Abstellfläche** zum Vorbereiten der Medikamente
- BTM-Fach in zwei Größen verfügbar
- Integrierter Medikamenten-**Kühlschrank** mit Temperaturanzeige
- Schrank in zwei Breiten erhältlich

A



- 1. Schrankbehälter**
zur übersichtlichen und bewohnerbezogenen Aufbewahrung der Medikamente



- 2. Wochen-Dispenser 7x4 oder Medikamenten-Dosierer XL**
zum wöchentlichen Stellen der Medikation im Becher- oder Dispenser-System



- 3. Kleinteilebehälter**
für schnellen Zugriff auf Medikamenten-Becher, Deckel und Schälchen



- 4. Becher-Tablett und Anbruchtropfen**
Tabletts zur Medikamentenausgabe und Anbruchtropfen-Tabletts für Flüssigmedikamente



- 5. Staufach und Gitterkörbe**
für Großpackungen (Movicol, Lactulose) und Vorräte z.B. Kanülen-Entsorgungs-Boxen



- 6. Blutzucker-/ Insulin-Tablett**
zur Organisation der Blutzuckermessung und Insulingabe



- 7. BTM-Fach**
zur Lagerung der Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen – auf Anfrage auch als EN 1143-1 Ausführung erhältlich



- 8. Medikamenten-Kühlschrank**
mit außenliegender Temperaturanzeige und Ventilation im Innenraum, für eine gleichbleibende Temperaturverteilung

Medikamenten-Schrank

Ordnungsgemäße und bewohnerbezogene
Medikamentenaufbewahrung



melipul® Medikamenten-Schrank klein
Art.-Nr. 60030000

für maximal 20 Bewohner,
inklusive Medikamenten-Kühlschrank
mit Thermometer und zertifiziertem
BTM Fach F1*
Außenmaße: H 210 x B 100 x T 57 cm

melipul® Medikamenten-Schrank groß
Art.-Nr. 60040000

für maximal 30 Bewohner,
inklusive Medikamenten-Kühlschrank
mit Thermometer und zertifiziertem
BTM Fach F2*
Außenmaße: H 210 x B 150 x T 57 cm

* Auf Anfrage als EN 1143-1
Ausführung erhältlich.



Die entscheidende Frage:
Welches Organisationssystem zur Medikamentenvergabe?
melipul® Becher-System



- Wöchentliches Stellen der Medikamente im **Wochen-Dispenser 7x4** mit Mehrweg-Bechern
- **Farbige Becher** für jede Tageszeit
- Direkte Übernahme der Becher auf das Tablett – ohne Umfüllen – zur **Verteilung pro Mahlzeit**


melipul® Dispenser-System



- Wöchentliches Stellen der Medikamente im **Medikamenten-Dosierer XL** mit stabilen Mehrweg-Dispensern
- **Tages-Medikation** in einem Dispenser
- Übernahme der Dispenser auf das **Tablett** zur Vergabe an die Bewohner

Schrankbehälter für Bewohner-Medikamente

Medikamenten-Aufbewahrung mit Ordnung und Übersicht




Produktvorteile

- **Bewohnerbezogenes Aufbewahren** von Medikamenten im Schrank
- Ein **verstellbarer Fachteiler** trennt den Anbruch vom Vorrat
- Einfache **Beschriftung**
- Verschiedene Größen



melipul® Kleinteilebehälter 15x40
Außenmaße: L 400 x B 150 x H 110 mm
Art.-Nr. 60000600 ohne Fachteiler
Art.-Nr. 60000700 mit 1 Fachteiler



melipul® Schrankbehälter 10x30
Außenmaße: L 300 x B 100 x H 90 mm
Art.-Nr. 60001000 ohne Fachteiler
Art.-Nr. 60001100 mit 1 Fachteiler



melipul® Schrankbehälter 10x40
Außenmaße: L 400 x B 100 x H 90 mm
Art.-Nr. 60002000 ohne Fachteiler
Art.-Nr. 60002100 mit 1 Fachteiler



melipul® Schrankbehälter 15x30
Außenmaße: L 300 x B 150 x H 90 mm
Art.-Nr. 60001500 ohne Fachteiler
Art.-Nr. 60001600 mit 1 Fachteiler



melipul® Schrankbehälter 15x40
Außenmaße: L 400 x B 150 x H 90 mm
Art.-Nr. 60002500 ohne Fachteiler
Art.-Nr. 60002600 mit 1 Fachteiler



Medikamenten-Modulwagen

Mobile Bewohnerversorgung

A



melipul® Medikamenten-Modulwagen
Art.-Nr. 60100000

mit abschließbaren Türen, Leichtlaufrollen,
Euro-Normschiene, abgestimmt auf
das melipul® System
Außenmaße: H 108 x B 78 x T 57 cm

Produktvorteile

- Anfallende Arbeiten **einfacher und schneller** erledigen
- **Individuelle Einteilung** des Wagens, Ausstattung ist beliebig erweiterbar
- **Stabile Bodenplatte** als Wandabweiser mit feststellbaren Gummirollen
- **Verschließbare** Falttüren mit Bügelgriffen und **Magnethalterung**
- Praktischer **Abfalleimer** mit Schwingdeckel



1. Automatik Desinfektionsspender
mit Tropfschale und sicherer Arretierung an der Normschiene.



5. Mülleimer
für die Entsorgung unterwegs, praktisch für sensible bewohnerbezogene Daten



2. Euro-Normschiene
aus Edelstahl, für verschiedene Anbauteile wie beispielsweise Handschuhhalter und Desinfektionsmittel




6. Fachböden
mit Teleskopauszügen, zur Unterbringung von Medikamenten-, Mundpflege- oder Pflege-Tabletts



3. Entsorgungsbox
Der Normschienehalter für die Entsorgungsbox ermöglicht den schnellen und einfachen Zugang für den Kanülenabwurf



7. Modulkorb
mit Trägerwänden aus ABS, für eine sachgerechte Lagerung von Pflegevorrat



4. Arbeitsplatte
aus HPL, leicht zu reinigen, zum Abstellen von Tabletts und Ablage für Dokumentationsmappe, Seitenteil abklappbar

Medikamenten-Modulwagen

Mobile Bewohnerversorgung

Neu!



Welche Farbe passt zu Ihnen?



Komplette Farbpalette auf Seite 50





Injektion, Blutentnahme und Blutzuckermessung

sicher | geordnet | praxisgerecht



Universal-Spritzen-Tabletts

Für Ihre Sicherheit – die große Entsorgungsbox



Produktvorteile

- Längliche Einwurfföffnung und großes Fassungsvermögen
- Bestens geeignet für den Abwurf von Venen-Verweilkanülen, Fertigspritzen, Kanülen mit Schutzvorrichtung und Sicherheits-Instrumente



melijekt® Spritzen-Tablett
2/3 + 1/3 – 35/ERS | Art.-Nr. 01508511
mit Kanülen-Entsorgungsbox
ERS 2.0 2000 ml
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Spritzen-Tablett
3 x 1/3 – 35/ERS | Art.-Nr. 01509011
mit Kanülen-Entsorgungsbox
ERS 2.0 2000 ml
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Spritzen-Tablett
1/1 + 3B – 26/ERS | Art.-Nr. 01478011
mit Kanülen-Entsorgungsbox
ERS 2.0 2000 ml, 2 Utensilienbecher
und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Spritzen-/Blutentnahme-Tablett
1/1 + 3B – 35/ERS
Art.-Nr. 01477011
mit Kanülen-Entsorgungsbox
ERS 2.0 2000 ml, 2 Utensilienbecher
und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Spritzen-/Blutentnahme-Tablett
2 x 1/2 + 3B – 35/ERS
Art.-Nr. 01477511
mit Kanülen-Entsorgungsbox
ERS 2.0 2000 ml, 2 Utensilienbecher
und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Spritzen-/Blutentnahme-Tablett
3 x 1/3 + 3B – 43/ERS
Art.-Nr. 01705011
mit Kanülen-Entsorgungsbox
ERS 2.0 2000 ml, 2 Utensilienbecher
und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 433 x B 253 x H 55 mm

Universal-Spritzen-Tabletts

Mit Kanülen-Entsorgungsbox ER – aus Recyclingmaterial, einteilig



Produktvorteile

- Umweltfreundlich
- Besonders geeignet für die Entsorgung von Venen-Verweilkanülen und Fertigspritzen
- Hergestellt aus Recyclingmaterial
- Aus einem Teil: einfache Lagerung



melijekt® Spritzen-Tablett 2/3+1/3-35/ER
Art.-Nr. 01508500
mit Kanülen-Entsorgungsbox ER
Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm



melijekt® Spritzen-/Blutentnahme-Tablett 1/1+3B-35/ER
Art.-Nr. 01477000
mit mit Kanülen-Entsorgungsbox ER,
2 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher
mit Deckel
Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm



melijekt® Spritzen-/Blutentnahme-Tablett 2x1/2+3B-35/ER
Art.-Nr. 01477500
mit Kanülen-Entsorgungsbox ER,
2 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher
mit Deckel
Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm



melijekt® Blutentnahme-Tablett 9B-35/ER | Art.-Nr. 01722000
mit Kanülen-Entsorgungsbox ER,
6 Blutröhrchenbecher, 2 Utensilienbecher
und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm



melijekt® Blutentnahme-Tablett 9B-43/ER | Art.-Nr. 01720000
mit Kanülen-Entsorgungsbox ER,
6 Blutröhrchenbecher, 2 Utensilienbecher
und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: 433 x 253 x 55 mm



melijekt® Kanülen-Entsorgungsbox ER
Art.-Nr. 01491000
aus Recyclingmaterial PS,
Inhalt: 1500 ml
Maße: 240 x 105 x 125 mm

Universal-Spritzen-Tabletts

Die runde Kanülen-Entsorgungsbox – immer dabei!



Erfahrungen aus der Praxis belegen eindeutig:

- Nur in Verbindung mit einem praxisingerechten Spritzen-Tablett wird die Kanülenentsorgungsbox an das Pflegebett mitgenommen!



melijekt® Universal Spritzen-Tablett 1/1 – 25/E | Art.-Nr. 01485000
mit Kanülen-Entsorgungsbox,
1 Utensilienbecher und
1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 253 x B 176 x H 55 mm



melijekt® Universal Spritzen-Tablett 1x1/1 – 26/E | Art.-Nr. 01715500
mit Kanülen-Entsorgungsbox,
1 Utensilienbecher und
1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Universal Spritzen-Tablett 2x1/2 – 26/E | Art.-Nr. 01707000
mit Kanülen-Entsorgungsbox,
1 Utensilienbecher und
1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Universal Spritzen-Tablett 1/1 – 35/E | Art.-Nr. 01475000
mit Kanülen-Entsorgungsbox,
1 Utensilienbecher und
1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Universal Spritzen-Tablett 2/3 + 1/3 – 35/E | Art.-Nr. 01476000
mit Kanülen-Entsorgungsbox,
1 Utensilienbecher und
1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Universal Spritzen-Tablett 3x1/3 – 35/E | Art.-Nr. 01476500
mit Kanülen-Entsorgungsbox,
1 Utensilienbecher und
1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm


Blutzucker- und Insulin-Pen-Tabletts

Schutz und Sicherheit – übersichtlich auf einem Tablett



Alles auf dem Tablett

- Entsorgungsbox, Rücksteckhilfe, Tupfer und Pflaster, Desinfektionsspray
- Geordnet und griffbereit
- Hochwertiger und stabiler Kunststoff
- Spülmaschinengeeignet bis 93°



melijekt® Blutzucker-Tablett 6-26
Art.-Nr. 01728500
für 6 BZ-Messgeräte, Teststreifen, Stechhilfen und Pen-Kanülen
Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm
* als Aufsatz für Insulin-Pen-Tablett 01724500



melijekt® Blutzucker-Tablett 3-25
Art.-Nr. 01728000
für 3 BZ-Messgeräte, Teststreifen, Stechhilfen und Pen-Kanülen
Außenmaße: L 253 x B 176 x H 55 mm
* als Aufsatz für Insulin-Pen-Tablett 01724500



melijekt® Insulin-Pen-Tablett 6-35/E
Art.-Nr. 01724500
für 6 Pens, Beschriftungsfolie, 1 Kanülen-Entsorgungsbox,
1 Utensilienbecher rund und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Insulin-Pen-Tablett 3R-25
Art.-Nr. 01725000
für 3 Pens, mit Rücksteckhilfe und
Beschriftungsfolie
Außenmaße: L 253 x B 176 x H 55 mm

Blutzucker- und Insulin-Pen-Tabletts

Bewohnerbezogen und übersichtlich



Alles auf dem Tablett

- Entsorgungsbox, Desinfektionsspray, BZ-Messgerät, Stechhilfe, Lanzetten, Teststreifen, Insulin-Pens, Tupfer und Pflaster
- Praxisorientiert
- Zeitgewinn und Arbeitserleichterung
- Spülmaschinengeeignet bis 93°



melijekt® Blutzucker-/ Insulin-Tablett 6-43/ERS
Art.-Nr. 01726000
 mit 1 Kanülen-Entsorgungsbox, 2 Utensilienbecher quadratisch, 1 Tupferbecher mit Deckel, 6 Beschriftungsschilder und Ablagefach für Insulin-Pens, Außenmaße: L 433 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Blutzucker-/ Insulin-Tablett 6-35/E
Art.-Nr. 01726500
 mit 1 Kanülen-Entsorgungsbox, 1 Utensilienbecher quadratisch, 1 Tupferbecher mit Deckel, 6 Beschriftungsschilder und Ablagefach für Insulin-Pens, Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Blutzucker-/ Insulin-Tablett 3-26/E
Art.-Nr. 01727000
 mit 1 Kanülen-Entsorgungsbox, 1 Utensilienbecher quadratisch, 1 Tupferbecher mit Deckel, 3 Beschriftungsschilder und Ablagefach für Insulin-Pens, Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Blutzucker-Tablett E
Art.-Nr. 01718000
 mit Lanzetten-Entsorgungsbox, 1 Lanzettenschälchen und 1 Bechersatz für Tupfer und Pflaster, Außenmaße: L 253 x B 176 x H 55 mm



Heparin- und Insulin-Spritzen-Tablett

Ordnung und Übersicht

A

K



Alles griffbereit

- Vorbereitete Spritzen, Kanülen-Entsorgungsbox, Desinfektionsspray, Tupfer und Pflaster
- Zeitersparnis und Arbeiterleichterung
- Sicherheit durch Kanülen-Entsorgungsbox



melijekt® Insulin-Spritzen-Tablett 6-26/E
Art.-Nr. 01711500
 für 6 Spritzen bis 2 ml
 mit Beschriftungsfolie, 1 Kanülen-Entsorgungsbox,
 1 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher mit Deckel
 Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Standard-Spritzen-Tablett 3-26/E
Art.-Nr. 01712500
 für 3 Spritzen bis 10 ml oder Insulin-Pens
 mit Beschriftungsfolie, 1 Kanülen-Entsorgungsbox,
 1 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher mit Deckel
 Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Insulin-Spritzen-Tablett 10-35/E
Art.-Nr. 01472000
 für 10 Spritzen bis 2 ml
 mit Beschriftungsfolie, 1 Kanülen-Entsorgungsbox,
 1 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher mit Deckel
 Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



20 Spritzen
melijekt® Heparin-/Insulinspritzen-Tablett 20-35
Art.-Nr. 01472500
 für 20 Spritzen bis 2 ml, mit Beschriftungsfolie
 Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm

Standard-Spritzen-Tabletts

Mit Beschriftungsfolie – keine Verwechslungsgefahr



Produktvorteile

- Die vorbereiteten Spritzen liegen auf einer Spritzenbank
- Patientennamen werden auf eine Beschriftungsfolie unter dem Tabletteinsatz geschrieben



melijekt® Standard Spritzen-Tablett 3-26/E | Art.-Nr. 01712500
für 3 Spritzen bis 10 ml, mit Beschriftungsfolie, Kanülen-Entsorgungsbox, 1 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Standard Spritzen-Tablett 6-35/E | Art.-Nr. 01470000
für 6 Spritzen bis 10 ml, mit Beschriftungsfolie, Kanülen-Entsorgungsbox, 1 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Heparin-/Insulinspritzen-Tablett 10-35/E | Art.-Nr. 01472000
für 10 Spritzen bis 2 ml, mit Beschriftungsfolie, Kanülen-Entsorgungsbox, 1 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Spritzen-Tablett klein 6-25 | Art.-Nr. 01474500
für 6 Spritzen bis 10 ml, mit Beschriftungsfolie
Außenmaße: L 253 x B 176 x H 55 mm



melijekt® Spritzen-Tablett 9-35 | Art.-Nr. 01470500
für 9 Spritzen bis 10 ml, mit Beschriftungsfolie
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Box Plus ERS 0.5 ERS | Art.-Nr. 01490401
aus PP, Inhalt: 500 ml, Außenmaße: Ø 80 mm x 165 mm

Fertigspritzen-Tablett

Zur Organisation und Durchführung von Thrombose Applikationen



Alles auf einem Tablett

Fertigspritzen zur subkutanen und intramuskulären Injektion z. B. Heparine, Epoetine, Methotrexat und Impfstoffe. Einzigartig das Design, unübertroffen seine Funktion.

Praxisbewährt

Das melijekt® Tablett-System in der Praxis. Der Stapeldeckel deckt das Tablett ab und bietet Halt zum platzsparenden stapeln weiterer Tablett. (S. 78)



melijekt® Fertigspritzen-Tablett 8-25
 Art.-Nr. 01730000
 mit Tablett-Einsatz, Beschriftungsfolie und Foliensift, Außenmaße:
 L 176 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Fertigspritzen-Tablett 18-35
 Art.-Nr. 01731000
 mit Tablett-Einsatz, Beschriftungsfolie und Foliensift, Außenmaße:
 L 353 x B 253 x H 55 mm

Blutentnahme-Tabletts

Alles hat seinen Platz - mit Kanülen-Entsorgungsbox und Utensilienbecher



Alles auf einem Tablett:

- Kanülenentsorgungsbox
- Venenstauer
- Desinfektionsspray
- Tupfer
- Pflaster
- vorbereitete Blutröhrchen

Praxisbewährt

- Sicher und handlich
- Hygienegerecht

K



melijekt® Blutentnahme-Tablett 5B-26/E
Art.-Nr. 01716500
mit 3 Blutröhrchenbecher,
Kanülen-Entsorgungsbox, 1 Utensilien-
becher und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 253 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Blutentnahme-Tablett 6B-35/E
Art.-Nr. 01480000
mit 4 Blutröhrchenbecher,
Kanülen-Entsorgungsbox, 1 Utensilien-
becher und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Blutentnahme-Tablett 8B-35/E
Art.-Nr. 01480500
mit 6 Blutröhrchenbecher,
Kanülen-Entsorgungsbox, 1 Utensilien-
becher und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Blutentnahme-Tablett 9B-35/ERS | Art.-Nr. 01722011
mit 6 Blutröhrchenbecher, Kanülen-Entsor-
gungsbox 2.0 ERS 2000 ml, 2 Utensilien-
becher und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Blutentnahme-Tablett 9B-43/ERS | Art.-Nr. 01720011
mit 6 Blutröhrchenbecher, Kanülen-Entsor-
gungsbox 2.0 ERS 2000 ml, 2 Utensilien-
becher und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: L 433 x B 253 x H 55 mm



melijekt® Labor-Tablett 12B-35
Art.-Nr. 01484000
mit 12 Blutröhrchenbecher
Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm
Labor-Tablett 6B-25
Art.-Nr. 01486000
mit 6 Blutröhrchenbecher
Außenmaße: L 253 x B 176 x H 55 mm



melipul® Dispenser-System
jetzt auch in Blau erhältlich

ab Seite 24

Neu!

Blutentnahme-Tabletts

Alles hat seinen Platz - mit Kanülen-Entsorgungsbox aus 100% Recyclingmaterial und Utensilienbecher



Produktvorteile

- Umweltfreundlich
- Besonders geeignet für die Entsorgung von Venen-Verweilkanülen und Fertigspritzen
- Hergestellt aus Recyclingmaterial
- Aus einem Teil: einfache Lagerung



melijekt® Spritzen-Tablett
2/3+1/3-35/ER
Art.-Nr. 01508500

mit Kanülen-Entsorgungsbox ER
Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm



melijekt® Spritzen-/Blutentnahme-Tablett
1/1+3B-35/ER
Art.-Nr. 01477000

mit mit Kanülen-Entsorgungsbox ER,
2 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher
mit Deckel
Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm



melijekt® Spritzen-/Blutentnahme-Tablett
2x1/2+3B-35/ER
Art.-Nr. 01477500

mit Kanülen-Entsorgungsbox ER,
2 Utensilienbecher und 1 Tupferbecher
mit Deckel
Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm



melijekt® Blutentnahme-Tablett
9B-35/ER | Art.-Nr. 01722000

mit Kanülen-Entsorgungsbox ER,
6 Blutröhrchenbecher, 2 Utensilienbecher
und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: 353 x 253 x 55 mm



melijekt® Blutentnahme-Tablett
9B-43/ER | Art.-Nr. 01720000

mit Kanülen-Entsorgungsbox ER,
6 Blutröhrchenbecher, 2 Utensilienbecher
und 1 Tupferbecher mit Deckel
Außenmaße: 433 x 253 x 55 mm



meli® Abdeckung 35 | Art.-Nr. 01405950

Abdeckung für Pflegeschale 35, transparent
Maße: L 355 x B 260 x H 100 mm

meli® Abdeckung 43 | Art.-Nr. 01406950

Abdeckung für Pflegeschale 43, transparent
Maße: L 435 x B 260 x H 100 mm

Zubehör

Abdeckungen, Utensilienbecher, Tupferbecher mit Deckel, Stifte

A

K



melipul® Folienstifte
 Art.-Nr. 01400000 schwarz, wasserlöslich
 Art.-Nr. 01400500 blau, wasserfest



meli® Abdeckung 35
 Art.-Nr. 01405950
 glasklar, passend für Pflegeschale 35,
 aus hochwertigem PET
 Maße: L 355 x B 260 x H 100 mm



meli® Abdeckung 43
 Art.-Nr. 01406950
 glasklar, passend für Pflegeschale 43,
 aus hochwertigem PET
 Maße: L 435 x B 260 x H 100 mm

100 %
 Recyclingmaterial



melijekt® Kanülen-Entsorgungsbox ER
 Art.-Nr. 01491000
 aus Recyclingmaterial PS,
 Inhalt: 1500 ml
 Maße: 240 x 105 x 125 mm

ab 2025 anteilig aus
 Recyclingmaterial



melijekt@ Box Plus 0.5 ERS
 Kanülen-Entsorgungsbox
 Art.-Nr. 01490401
 aus PP, Inhalt: 500 ml,
 Außenmaße: Ø 80 mm x 165 mm



melijekt® Kanülen-Entsorgungsbox 2.0 ERS
 Art.-Nr. 01492000
 aus PP, Inhalt: 2000 ml,
 Außenmaße: L 244 x B 105 x H 140 mm



melijekt® Tupferbecher
 Art.-Nr. 01479000
 mit Deckel aus PC, glasklar
 Ø 72 x H 93 mm



melijekt® Utensilienbecher rund
 Art.-Nr. 01479600
 aus PP, Farbe weiß, stapelbar
 Ø 72 x H 72 mm



melijekt® Utensilienbecher quadratisch
 Art.-Nr. 01479900
 aus PP, Farbe weiß, stapelbar
 L 72 x B 72 x H 72 mm

Kanülen-Entsorgungsboxen für System-Tabletts

Der optimale Schutz



Wer mit kontaminierten Kanülen nachlässig umgeht, gefährdet sich und Andere.

A

K



DIN EN
ISO 23907 ✓
und TRBA 250

Produktvorteile

- Optimaler Schutz vor gefährlichen Nadelstichverletzungen
- Sichere Entsorgung von Kanülen und anderen spitzen Gegenständen direkt am Patientenbett!
- Einfache und handliche Mitnahme der Kanülen-entsorgungsboxen auf dem Spritzen-/Blutentnahme-Tablett
- Gefahrlose Entsorgung der Boxen über das Müllsammelsystem
- Hygienegerecht

Kanülen nicht in die Schutzkappe zurückstecken!

melijekt@ Box Plus 0.5 ERS
Kanülen-Entsorgungsbox
Art.-Nr. 01490401
aus PP, Inhalt: 500 ml,
Außenmaße: Ø 80 mm x 165 mm

Kanülen-Entsorgungsboxen für System-Tabletts

Der optimale Schutz



Wer mit kontaminierten Kanülen nachlässig umgeht, gefährdet sich und Andere.



DIN EN ISO 23907 ✓
und TRBA 250

ab 2025 anteilig aus Recyclingmaterial

Produktvorteile

- Optimaler Schutz vor gefährlichen Nadelstichverletzungen
- Sichere Entsorgung von Kanülen und anderen spitzen Gegenständen direkt am Patientenbett!
- Einfache und handliche Mitnahme der Kanülen-entsorgungsboxen auf dem Spritzen-/Blutentnahme-Tablett
- Gefahrlose Entsorgung der Boxen über das Müllsammelsystem
- Hygienegerecht

Kanülen nicht in die Schutzkappe zurückstecken!

melijekt® Kanülen-Entsorgungsbox 2.0 ERS
Art.-Nr. 01492000
aus PP, Inhalt: 2000 ml,
Außenmaße: L 244 x B 105 x H 140 mm

Extra großer Entsorgungsbehälter

aus Recyclingmaterial mit Tages- und Endverschluss im Deckel



Produkteigenschaften

- Raumsparend stapelbar
- leer ineinander
- gefüllt aufeinander
- Behälter und Deckel aus Recyclingmaterial
- Problemloser Abwurf durch große Behälteröffnung
Ø 105 mm
- Deckel mit Endverschluss zur sicheren Entsorgung
- Deckel zum Einrasten

A

K



melijekt® Entsorgungsbehälter 12 Liter Art.-Nr. 01495000

Klappdeckel mit Endverschluss,
Behälter aus PS, Klappdeckel aus PP
Außenmaße mit Deckel:
L 315 mm x B 315 mm x H 275 mm



ab Seite 61

**Blutzucker- und
Insulin-Pen-Tabletts**

Kanülen-Entsorgungstrommeln

aus Pappe mit Tages- und Endverschluss im Deckel

aus Nachhaltigen Faserzellstoffen hergestellt



melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 4 Liter | Art.-Nr. 01493511
mit Klappdeckel, Plombe und Warnaufkleber,
Trommel aus Pappe / Deckel aus PE
Außenmaße: Ø 170 mm x H 190 mm



melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 6 Liter | Art.-Nr. 01494011
mit Klappdeckel, Plombe und Warnaufkleber,
Trommel aus Pappe / Deckel aus PE
Außenmaße: Ø 170 mm x H 280 mm



melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 10 Liter | Art.-Nr. 01494511
mit Klappdeckel, Plombe und Warnaufkleber,
Trommel aus Pappe / Deckel aus PE
Außenmaße: Ø 225 mm x H 290 mm



melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 11 Liter | Art.-Nr. 01494111
mit Klappdeckel, Plombe und Warnaufkleber,
aus Recycling-Pappe und Deckel aus PP
Außenmaße: Ø 170 mm x H 500 mm

Produkteigenschaften

- Problemloser Abwurf durch **große Behälteröffnung** Ø 105 mm
- **Umweltgerechter Behälter** aus Recyclingpappe
- **Innenbeschichtung** verhindert Durchfeuchten
- **Eingelassene Plombe** zum Verriegeln und sicheren Entsorgen
- **Deckel** zum Einrasten
- **Mehrsprachige** Produktbeschreibung
- **praxisbewährt**
- **ohne Risiko**
- **große Einfüllöffnung**

A

K



Umweltfreundliche Entsorgung



„SCHWARZ Pflegesysteme
erleichtern unsere täglichen Aufgaben!“

Praktisches für die Pflege

flexibel | bewährt | hygienegerecht



Pflegeschalen · Stapeldeckel · Abdeckungen

Die Grundelemente der System-Tabletts

A

K



Weitere Einzelteile und Zubehör zum melipul®-System finden Sie in der Preisliste.

Produktvorteile

- Passgenaues und handliches Schalensystem, Stapeldeckel zur hygienischen Abdeckung der Tabletts
- Aus hochwertigem und stabilem Kunststoff, schlagfest und formstabil
- Thermodesinfizierbar und spülmaschinene geeignet bis 93° C



meli® Pflegeschale 25 | Art.-Nr. 01404002
aus PC weiß, Maße: L 253 x B 176 x H 55 mm

meli® Stapeldeckel 25 | Art.-Nr. 01404200
aus PC glasklar, Maße: L 242 x B 164 x H 49 mm



meli® Pflegeschale 26 | Art.-Nr. 01403000
aus PC weiß, Maße: L 253 x B 253 x H 55 mm

meli® Stapeldeckel 26 | Art.-Nr. 01403200
aus PC glasklar, Maße: L 242 x B 242 x H 55 mm



meli® Pflegeschale 35 | Art.-Nr. 01405002
aus PC weiß, Maße: L 353 x B 253 x H 55 mm

meli® Stapeldeckel 35 | Art.-Nr. 01405200
aus PC glasklar, Maße: L 342 x B 242 x H 55 mm



meli® Pflegeschale 43 | Art.-Nr. 01406000
aus PC weiß, Maße: L 433 x B 253 x H 55 mm

meli® Stapeldeckel 43 | Art.-Nr. 01406200
aus PC glasklar, Maße: L 422 x B 242 x H 55 mm



meli® Abdeckung 35 | Art.-Nr. 01405950
Abdeckung für Pflegeschale 35, transparent
Maße: L 355 x B 260 x H 100 mm

meli® Abdeckung 43 | Art.-Nr. 01406950
Abdeckung für Pflegeschale 43, transparent
Maße: L 435 x B 260 x H 100 mm

Versorgungs-Tabletts

Die optimale Lösung für die stationäre Pflege



Ihr Vorteil: orgitab®

- Sonnige, gelbe Farbe für Abwechslung im Alltag
- Erleichtert die Organisation im Arbeitsablauf
- Stapelbar und dadurch platzsparend
- Robuste Qualität: schlagfest und bruchunempfindlich
- Handlich, lebensmittelecht, recyclingfähig
- Spülmaschinenfest bis 65°C
- Für die Wischdesinfektion geeignet



Flache Ausführung



orgitab® Versorgungs-Tablett F1
Art.-Nr. 02012004
Material: ABS, Farbe: sonnengelb
Außenmaße 200 x 150 x 22 mm



orgitab® Versorgungs-Tablett F2
Art.-Nr. 02012504
Material: ABS, Farbe: sonnengelb
Außenmaße 254 x 176 x 22 mm



orgitab® Versorgungs-Tablett F3
Art.-Nr. 02013504
Material: ABS, Farbe: sonnengelb
Außenmaße 352 x 254 x 22 mm

Hohe Ausführung



orgitab® Versorgungs-Tablett H1
Art.-Nr. 02002004
Material: ABS, Farbe: sonnengelb
Außenmaße 200 x 150 x 44 mm



orgitab® Versorgungs-Tablett H2
Art.-Nr. 02002504
Material: ABS, Farbe: sonnengelb,
Außenmaße 254 x 176 x 44 mm



orgitab® Versorgungs-Tablett H3
Art.-Nr. 02003504
Material: ABS, Farbe: sonnengelb
Außenmaße 352 x 254 x 44 mm

melinip® Schnabelbecher: Die praktische Lösung für die Pflege



In der Welt der Pflege ist jedes Detail von großer Bedeutung, und das trifft besonders auf das Geschirr zu, das für Patienten und Bewohner in stationären Einrichtungen, Pflegeheimen und Krankenhäusern verwendet wird. Ein wichtiger Bestandteil dieses Geschirrs ist der Schnabelbecher, der eine Vielzahl von Anwendungsbereichen abdeckt. SCHWARZ Pflegesysteme bietet eine innovative Schnabelbecherlösung an, die in verschiedenen Farben und mit einzigartigen Vorteilen erhältlich ist.

Vielseitige Anwendungsbereiche in stationärer Pflege, Pflegeheim und Krankenhaus

Der Schnabelbecher hat sich als unverzichtbares Hilfsmittel in der Pflege etabliert. Hier sind einige der Hauptanwendungsbereiche, in denen unser melinip® Schnabelbecher seine Stärken ausspielt:

1. Stationäre Pflege:

In der stationären Pflege müssen Pflegekräfte sicherstellen, dass die Bewohner ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Unser melinip® Schnabelbecher ist ideal, um Flüssigkeiten in kontrollierten Mengen zu verabreichen, was besonders bei Patienten mit Schluckbeschwerden oder eingeschränktem Bewegungsspielraum wichtig ist.

2. Pflegeheim:

In Pflegeheimen wird der Schnabelbecher oft für die Zubereitung und Verabreichung von Breikost verwendet. Durch die vielseitige Verwendbarkeit für Flüssigkeiten und Breikost wird der Becher zu einem praktischen Werkzeug für Pflegekräfte, um den Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden.

3. Krankenhaus:

Im Krankenhausumfeld ist die hygienische und effiziente Versorgung der Patienten von höchster Bedeutung. Unsere melinip® Schnabelbecher sind leicht zu reinigen und gewährleisten eine einfache Handhabung, was für das Pflegepersonal in stressigen Situationen von großem Vorteil ist.

Einzigartige Vorteile unserer melinip® Schnabelbecher

Was unsere melinip® Schnabelbecher von Schwarz-Pflegesysteme.de besonders auszeichnet, sind die folgenden einzigartigen Merkmale:

1. Farbvielfalt:

Unsere melinip® Schnabelbecher sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Diese Farboptionen

helfen nicht nur dabei, Verwechslungen zu vermeiden, sondern ermöglichen auch eine individuelle Auswahl für die Patienten oder Bewohner.

2. Luftloch mit Doppelfunktion:

Der melinip® Schnabelbecher ist mit einem Luftloch ausgestattet, das nicht nur die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit reguliert, sondern auch das Einsetzen eines Trinkhalms mit einem Durchmesser von 6 mm ermöglicht. Diese praktische Doppelfunktion erleichtert die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer.

3. Geeignet für Flüssigkeiten und Breikost:

Unsere melinip® Schnabelbecher sind vielseitig einsetzbar und können sowohl für Flüssigkeiten als auch für Breikost verwendet werden. Diese Flexibilität macht sie zur perfekten Wahl in verschiedenen Pflegesituationen.

4. Separat erhältliche Deckelvarianten und Unterteile:

Wir bieten separate Deckelvarianten und Unterteile an, die in 10er Verpackungseinheiten erhältlich sind. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an die individuellen Anforderungen Ihrer Einrichtung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch von Materialien.

5. Neu entwickelter Deckel:

Unser melinip® Schnabelbecher ist mit einem neu entwickelten Deckel ausgestattet, der weniger Material verbraucht und ein verbessertes Trinkverhalten ermöglicht. Dies trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern steigert auch die Zufriedenheit der Nutzer.

In der Pflege zählen oft die kleinen Details, die den Alltag der Pflegekräfte und das Wohlbefinden der Patienten oder Bewohner verbessern. Unsere melinip® Schnabelbecher sind darauf ausgelegt, diese Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen. Mit ihrer Farbvielfalt, Doppelfunktionen und vielseitigen Anwendungsgebieten sind sie eine clevere Wahl für die Pflegeeinrichtungen von heute.

Entdecken Sie noch heute die Vorteile unserer melinip® Schnabelbecher und erleichtern Sie die Pflege in Ihrer Einrichtung. Wir sind stolz darauf, innovative Lösungen anzubieten, die den Pflegealltag einfacher und effizienter gestalten.

Neu!

Mit engem Auslauf
für Tee, Säfte und
andere Getränke

Mit großer und
kleiner Öffnung!

Neu!

Mit weitem Aus-
lauf für Suppen
und Breikost



Schnabelbecher Standard ECO

Praktische und handliche Trinkhilfe in aktuellen Farben



Produktvorteile

- Runde Becherform
ø 73 mm x Höhe 100 mm
- Lippengerechtes
Mundstück
- 2 Auslaufgrößen für
Getränke oder Breikost
- Gut sichtbare Füllstriche
im Abstand von 25 ml
- Hochwertiger und
robuster Kunststoff
- Geeignet für Mikrowelle und
Spülmaschine bis 93°
- Stapelbar



melinip® Schnabelbecher Standard ECO
natur, 200 ml Inhalt, aus PP

- Art.-Nr. 01031100 Unterteil
Art.-Nr. 01033200 Deckel, kleiner Auslauf
Art.-Nr. 01034200 Deckel, großer Auslauf



melinip® Schnabelbecher Standard ECO
gelb, 200 ml Inhalt, aus PP

- Art.-Nr. 01031104 Unterteil
Art.-Nr. 01033204 Deckel, kleiner Auslauf
Art.-Nr. 01034204 Deckel, großer Auslauf



melinip® Schnabelbecher Standard ECO
blau, 200 ml Inhalt, aus PP

- Art.-Nr. 01031113 Unterteil
Art.-Nr. 01033213 Deckel, kleiner Auslauf
Art.-Nr. 01034213 Deckel, großer Auslauf



melinip® Schnabelbecher Standard ECO
rot, 200 ml Inhalt, aus PP

- Art.-Nr. 01031106 Unterteil
Art.-Nr. 01033206 Deckel, kleiner Auslauf
Art.-Nr. 01034206 Deckel, großer Auslauf



melinip® Schnabelbecher Standard ECO
grün, 200 ml Inhalt, aus PP

- Art.-Nr. 01031107 Unterteil
Art.-Nr. 01033207 Deckel, kleiner Auslauf
Art.-Nr. 01034207 Deckel, großer Auslauf



melinip® Edelstahl-Trinkhalm Starter-Set
Art.-Nr. 01039100

bestehend als Spülschienenhalter, Bürste
und je zwei geraden und gebogenen Edel-
stahl Trinkhalmen

Schnabelbecher apart

Ergonomischer Becher für sicheres Trinken

A

K



Mit weitem Auslauf
für Suppen und Breikost

melinip® Schnabelbecher apart

Art.-Nr. 01040110 Unterteil

Art.-Nr. 01043710 Deckel, großer Auslauf

für Suppen und Breikost, 250 ml Inhalt, Füllstriche im Abstand von 50 ml, aus PC farblos Schnabelmundstück mit weitem Auslauf (ellipt. 7/13 mm), Außenmaße: L 90 mm x B 55 mm x H 143 mm



Mit engem Auslauf für Tee,
Säfte und andere Getränke

melinip® Schnabelbecher apart

Art.-Nr. 01040112 Unterteil

Art.-Nr. 01043612 Deckel, kleiner Auslauf

für Getränke, 250 ml Inhalt, Füllstriche im Abstand von 50 ml, aus PC topas Schnabelmundstück mit engem Auslauf (ellipt. 5/11 mm), Außenmaße: L 90 mm x B 55 mm x H 143 mm

Produktvorteile


- Aus hochwertigem Kunststoff - fast wie Glas
- Elegantes und appetitliches Design
- Liegt gut in der Hand durch ovale Form
- Deckel sitzt fest und schließt dicht ab
- Leichtes Trinken ohne Absetzen durch Luftzufuhr im Deckel
- Gute Kontrolle der Schluckmenge durch transparenten Deckel
- 2 Auslaufgrößen des Mundstücks für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Füllstriche in ml helfen bei Ein- und Ausfuhrberichten
- Sicherheit durch anatomisch geformtes Mundstück
- Geeignet für Mikrowelle und Spülmaschine (bis 93°)
- Besseres Trinken durch lippengerechtes Nippmundstück
- Stapelbar

mevithos

ergilab

lett SCHWARZ

Fertigspritzen-Tabletten



Jlona Krause

Vroni Maucher

Manika Ullmann

Franziska Meyer

Alexander Berger

Marlene Huber

Fischer

Huber

Wellner Andrea

Herz

max. Füllhöhe / max. Filling height
! GEFAHR / DANGER
REF: 01492000
Füllvolumen gesamt / Total filling volume /
Volume de remplissage total: 2,5l
Füllvolumen / Filling volume /
Volume de remplissage: 1,7l

BODE
Cutasept F

ACCU-CHEK
Alpha



Blumenvasen aus Kunststoff

4 Modelle in verschiedenen Größen, Formen und Farben



bruchfest, aus Kunststoff

Produktvorteile

- Aktuelle Farben und Formen
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Standsicher, schlagfest und bruchunempfindlich
- Pflegeleicht und recyclingfähig
- Spülmaschinengeeignet bis 65°C



meliflor® Lisa
glänzend, PP
Art.-Nr. 30031608 - groß, mango
Art.-Nr. 30031615 - groß, creme
Maße: 16,5 cm x Ø 10 cm, ● mango ● creme



Höhe 32 cm

meliflor® Thalia
matt, PP
Art.-Nr. 30001802 - klein, weiß | 30001804 - klein, mais
Art.-Nr. 30001807 - klein, apfel
Maße: 18 cm x Ø 8,5 cm, ○ weiß ● mais ● apfel
Art.-Nr. 30002302 - mittel, weiß | 30002304 - mittel, mais
Art.-Nr. 30002307 - mittel, apfel
Maße: 23 cm x Ø 10 cm, ○ weiß ● mais ● apfel
Art.-Nr. 30003202 - groß, weiß
Maße: 32 cm x Ø 13 cm, ○ weiß



meliflor® Revue
glänzend, ABS
Art.-Nr. 30021702 - klein
Maße: 17 cm x Ø 8,7 cm, ○ weiß
Art.-Nr. 30022202 - groß
Maße: 22 cm x Ø 11 cm, ○ weiß



meliflor® Viole
glänzend, ABS
Art.-Nr. 30011402 - klein, weiß | 30011404 - klein, ananas
Art.-Nr. 30011408 - klein, aprikose
Maße: 14 cm x Ø 8,7 cm, ○ weiß ● ananas ● aprikose
Art.-Nr. 30011802 - groß, weiß | 30011804 - groß, ananas
Art.-Nr. 30011808 - groß, aprikose
Maße: 18 cm x Ø 11 cm, ○ weiß ● ananas ● aprikose

Mundpflege-Tablett mit Stapeldeckel

Für die fachgerechte Bewohner- und Patientenversorgung

A

K



Benutzerfreundlich in der Handhabung. Unübertroffen in Design und Funktion.

Praxisorientiert

- Handliche Form und Größe
- Platzsparend stapelbar
- Zweckdienlicher Deckel

Hygienegerecht

- Staubgeschützter Inhalt
- Alle Teile geeignet für Spülmaschine bis 93°C
- Scheuer-Wisch-desinfektion ist möglich (für Desinfektionstauchbäder nicht geeignet)

Standardbezogen

- Tablett und Zubehör entsprechen den derzeitigen Pflegestandards



mevithos® Mundpflege-Tablett Art.-Nr. 01463200

mit Stapeldeckel, zwei quadratischen Bechern und einer Schraubdose für die Mundpflegelösung, Unterteil und Deckel aus PC, Becher und Schraubdose aus PP
Außenmaße: L 253 x B 176 x H 88 mm

melijekt® Utensilienbecher Art.-Nr. 01479900

aus PP, quadratisch, weiß

mevithos® Dose Mundpflegelösung Art.-Nr. 01463411

weiß, 125 ml



mevithos® Mundpflege-Klemme Art.-Nr. 01463300

gebogen, Edelstahl rostfrei, 145 mm lang

Zahnprothesendose mit Siebeinsatz

Zahnersatz sicher und geschützt aufbewahren



Produktvorteile

- Sichere und saubere Verwahrung der Prothese
- Funktionsgerecht bis ins Detail
- Personenbezogene Beschriftung auf dem Deckel möglich
- Fester Halt des Deckels durch Schraubverschluss
- Praktischer Siebeinsatz zum Reinigen und Abtropfen der Zahnprothese
- Stabiler Kunststoff
- für Spülmaschine geeignet bis 93°C



melident® Zahnprothesendose mit Siebeinsatz
Art.-Nr. 01092500
 aus PP weiß,
 Schraubdeckel mit Beschriftungsfeld
 Außenmaße: Ø 95 x H 60 mm

melident® Zahnprothesendose
Art.-Nr. 01091011
 ohne Siebeinsatz

melident® Siebeinsatz
Art.-Nr. 01091500
 ohne Dose

Skrotumbänkchen

Zum Lagern des Skrotums über Oberschenkelniveau

A

K



Produkteigenschaften

- Bei entzündlichen Prozessen von Hoden und Nebenhoden
- Bei Skrotum- und Penis-ödemem und bei Intertrigo empfohlen
- Passend für Stülpverband
- Ideal für Salben-, Puder- und Feuchtanwendungen im Skrotalbereich
- Formgerecht und konkav, ruht daher unverrückbar auf beiden Oberschenkeln
- Aussparung mit Randwulst für den Skrotalansatz



testport® Skrotumbänkchen aus PP

Art.-Nr. 01870000

Gewicht: 75g

Außenmaße: L 300 x B 100 mm

Venenstauer

Wiederverwendbar, einfach und sicher



Produkteigenschaften

- Reinigung, Desinfektion bis 90 °C
- Praktischer Klickverschluss
- Latexfreies Staubband
- Zeitsparend
- Preiswert

So einfach handhaben Sie den melijekt® Venenstauer

- Staubband um den Arm legen, Klickverschluss schließen
- Stauen durch leichtes Ziehen am Bandende
- Zum Entstauen drücken Sie die Auslösetaste, dann öffnen Sie den Klickverschluss

A

K



einfaches Anlegen



einfaches Lösen

melijekt® Venenstauer

Art.-Nr. 01540000

latexfreies Verschlussband, Gehäuse aus PC, mit Klickverschluss und Auslösetaste

Tabletten-Ausdrücker

Zum schnellen und hygienischen Ausdrücken von Tabletten

A

K



Produktvorteile

- Entwickelt für den **professionellen Einsatz**
- **Ausdrücken von Tabletten** ohne Kraftaufwand
- **Keine schmerzenden Fingerkuppen**
- **Einfach** in der Spülmaschine reinigen
- **Sicher und hygienisch** in der Anwendung



Der melipul® Tabletten-Ausdrücker erleichtert das Entblistern der Tabletten beim Stellen von Medikamenten auf einfache Art und Weise. Die Tablette wird beim Ausdrücken aufgefangen und kann berührungsfrei und zielsicher im Medikamentenbecher oder -dispenser platziert werden.



melipul® POS Display mit 12 Tabletten-Ausdrücker
Art.-Nr. 01373000
Verkaufsdisplay mit 12 Tabletten-Ausdrückern Art.-Nr. 01373500



melipul® Tabletten-Ausdrücker
Art.-Nr. 01373500

Zweiteilig für ein schnelles und sauberes Reinigen nach der Anwendung. Gefertigt aus robustem und spülmaschinengeeignetem ABS. Maße: L 130 mm x H 72 mm x B 26 mm

Zerlegen Sie den melipul® Tabletten-Ausdrücker in zwei Teile und reinigen ihn anschließend einfach in der Spülmaschine.

einfache Reinigung in der Spülmaschine

Kompakter Mörser mit Stößel aus Edelstahl

Professionell und hygienegerecht



Produktvorteile

- **Pulverisiert Tabletten** gleich im Medikamenten-Becher
- **Abdeckung schützt** vor einatmen der Medikamentenstäube
- Stößel **einfach** abzuwischen oder abzuspülen
- **Handlich** in der Anwendung
- Stößel aus Edelstahl
- Hochwertiger und stabiler Kunststoff
- Spülmaschinengeeignet

A

K



melipul® Tabletten-Mörser PROFI

Art.-Nr. 01374500

stabiles Gehäuse aus Kunststoff, weiß

Stößel aus poliertem Edelstahl, Maße: Ø 71 x H 105 mm

Tabletten-Mörser und Tabletten-Teiler

Tabletten teilen und pulverisieren



Zwei Funktionen
kombiniert!
Mörsern und Teilen.



melipul® Tabletten-Mörser und Tabletten-Teiler

Art.-Nr. 01376000

Praktische und handliche Arbeitshilfe zum Zerteilen und Mörsern von Tabletten, schlagfest und geeignet für die Spülmaschine.

Maße: L 50 mm x H 64 mm x B 41 mm

Warmhaltekannen

für heiße Getränke

A

K



Produktvorteile

- Für die Spülmaschine geeignet bis 95°C durch Santoprene-Versiegelung
- Robuste Hülle aus Hochglanz-Hartplastik
- Vakuum-Stabilgloseinsatz
- Bewährter Drehverschluss oder besonders leicht zu bedienender Klappdeckel
- In verschiedenen Größen und Farben

Spülmaschinenfest
bis 95°C



Warmhaltekanne mit Drehverschluss
ca. 1l Inhalt für 8 Tassen / 23,8 cm hoch

Art.-Nr. ○ 01281002 weiß
● 01281006 rot
● 01281013 dunkelblau
● 01281014 vanille

Spülmaschinenfest
bis 95°C



Warmhaltekanne mit Klappverschluss
ca. 0,3l Inhalt für 2 Tassen / 16,7 cm hoch

Art.-Nr. ○ 01260322 weiß
● 01260306 rot
● 01260313 dunkelblau
● 01260319 beige

Warmhaltekanne mit Klappverschluss
ca. 0,6l Inhalt für 4 Tassen / 19,1 cm hoch

Art.-Nr. ○ 01260622 weiß
● 01260606 rot
● 01260613 dunkelblau
● 01260619 beige

Warmhaltekannen

„Einfach – mit Drucktaste“ oder „Klassisch – mit Drehverschluss“



Warmhaltekanne mit Drucktaste
ca. 1 l Inhalt für 8 Tassen / 22,5 cm hoch
Art.-Nr. 01281402 weiß
 01281406 rot
 01281413 dunkelblau



Warmhaltekanne mit Drucktaste
ca. 0,6 l Inhalt für 4 Tassen / 20,2 cm hoch
Art.-Nr. 01281302 weiß
 01281306 rot
 01281313 dunkelblau



Praktischer Deckel mit Drucktaste zur einfachen Ein-Handbedienung.

Spülmaschinenfest
bis 95°C



Warmhaltekanne WAVE mit Drehverschluss
ca. 1 l Inhalt für 8 Tassen / 25,1 cm hoch
Art.-Nr. 01291007 kiwi-grün
 01291012 cappuccino-braun
 01291014 vanille



Warmhaltekanne mit Drehverschluss
ca. 2 l Inhalt für 14 Tassen / 29,8 cm hoch
Art.-Nr. 01262002 weiß
 01262021 beige/braun

Spülmaschinenfest
bis 95°C



Warmhaltekanne WAVE mit Drehverschluss
ca. 1,5 l Inhalt für 12 Tassen / 27,9 cm hoch
Art.-Nr. 01281507 kiwi-grün
 01281512 cappuccino-braun
 01281514 vanille



Warmhaltekanne WAVE mit Drehverschluss
ca. 0,6 l Inhalt für 5 Tassen / 22,3 cm hoch
Art.-Nr. 01290607 kiwi-grün
 01290612 cappuccino-braun
 01290614 vanille

A

K



Produktvorteile

- Isolierglas und Silikon-dichtungen sind bei vielen Modellen auswechselbar.
- Hochglanz-Umhüllung aus Hartplastik
- Robuster Vakuumeinsatz aus Stabilglas für eine lange Lebensdauer
- Deckel mit einfach zu bedienender Drucktaste oder mit bewährtem Drehverschluss
- In verschiedenen Größen und Farben

Klemmschild

zur Bettenkennzeichnung



Produkteigenschaften

- Schnell und einfach zu beschriften, befestigen und zu wechseln
- Sicherer und fester Halt
- Aus hochwertigem und stabilem Kunststoff
- In 2 Größen erhältlich
- Passend für alle Standard-Pflegebetten



Klemmschild zur Bettenkennzeichnung
aus glasklarem Kunststoff

Art.-Nr. 02823800

Außenmaße: Halbschale 11 cm lang für Rohre mit \varnothing 38 mm

Art.-Nr. 02823200

Außenmaße: Halbschale 11 cm lang für Rohre mit \varnothing 32-34 mm




Papiereinlagen

Art.-Nr. 02823300

zur Beschriftung der Klemmschilder

Internetseite mit Webshop

Im Internet finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten, inklusive Bestellmöglichkeit.



www.schwarz-pflegesysteme.de

Notizen



SCHWARZ
PFLEGESYSTEME

Helmut Schwarz GmbH
Rengers 6
88316 Isny im Allgäu



+49 7562 9755020



+49 7562 9755021



info@schwarz-pflegesysteme.de



www.schwarz-pflegesysteme.de

