

Produktinformation

melipul Medikamenten-Dosierer XL-4, für 1 Woche, mit 7 MW-Dispenser, 4 Fächer PZN 11182926

Artikel-Nr.: 01380000

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

Spenderbox weiß, 7 Stück Mehrweg-Dispenser, aus PC, mit je 4 Fächer und Schiebedeckel - kompakt und sehr handlich - große Fächer mit genügend Platz für Medikamente - Dispenser können sicher und einfach befüllt, einzelne Tabletten leicht wieder entnommen werden - große Schrift und farblich unterschiedliche Kennzeichnung der Tageszeiten - langlebig, aus stabilem Kunststoff - hygienische Reinigung in der Spülmaschine Maße: B 235 x H 136 x T 85 mm

Die übersichtliche und sichere Organisationshilfe, wenn die Medikation für 1 Woche vorbereitet wird. In der Dispenserbox aus Polystyrol (PS) sind 7 Dispenser gestapelt.

Aus der unteren Öffnung wird der aktuelle Wochentag entnommen, in die Obere der vergangene Tag wieder einsortiert. Die stabilen, kompakten Dispenser aus hochwertigem Kunststoff (PC) haben 4 extra große Fächer mit viel Platz. Dies ermöglicht problemloses Befüllen, einfache Kontrolle und ein leichtes Entnehmen der Medikamente. Farbige Kennzeichnung der Tageszeiten und deutliche Beschriftung ist im Besonderen für ältere Menschen gut wahrnehmbar. Der glasklare Schiebedeckel mit dem Aufdruck des jeweiligen Wochentages verrastet sicher mit dem Unterteil. Ein ungewolltes, selbstständiges Aufschieben ist dadurch nicht möglich. Deckel und Unterteil können problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden.

Material

Polycarbonat (PC)	Mehrweg-Dispenser
Polystyrol (PS)	Dispenserbox XL

Gewicht

Stück	0,66 kg
-------	---------

Barcodes GTIN / EAN

Stück	4251125700726
-------	---------------

Abmessungen L x B x H

Stück	235 x 85 x 136 mm
-------	-------------------

Aufbereitung und Wiederverwendung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion bis 93° C möglich.

PS: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion bis 55° C möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.