

Produktinformation

melijekt Sammelbox M16 Inhalt 500 ml, VE 5 Stück

Artikel-Nr.: 01495515

Verpackungseinheit: 1 VE

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

praktische Box, passend zu den melijekt Spritzen- und Blutentnahme-Tablets. Als Sammelbox geeignet für anfallenden Müll für den keine Entsorgungsbox nach DIN EN ISO 23907 notwendig ist. Bundle mit 5 Stück

Material

Polypropylen (PP) Deckel und Unterteil

Gewicht

VE 0,53 kg

Barcodes GTIN / EAN

VE 4251125704960

Abmessungen L x B x H

VE 350 x 60 x 150 mm

Zusatzinformationen

Lagerhinweise: Das Produkt ist trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. UV-Strahlung geschützt zu lagern. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt +5 °C bis +40 °C. Kurzzeitige Transporttemperaturen von -20 °C bis +60 °C sind zulässig.

Verpackungsdaten: Aufgrund der auftragsspezifischen Verpackung werden keine standardisierten Angaben zu Bruttogewicht sowie den Anteilen an Papier/Karton und Kunststoff bereitgestellt.

Zolltarifnummer: 39269097

Ursprungsland: DE

Aufbereitung und Wiederverwendung

PP: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 140° C möglich. Achten Sie nach der Reinigung des Kunststoffartikels darauf, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und dieser vollständig getrocknet ist, bevor Sie diesen verwenden. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit nimmt die Trocknung etwas mehr Zeit in Anspruch.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukte so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.