

Produktinformation

melijekt Fertigspritzen-Tablett 18-35 für 18 Fertigspritzen zur subkutanen Injektion z.B. Heparine, Epoetine, Methotrexat und Impfstoffe

Artikel-Nr.: 01731000

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

mit Tablett-Einsatz, Beschriftungsfolie und Folienstift Außenmaße: L 353 x B 253 x H 55 mm

Fertigspritzen zur subkutanen und intramuskulären Injektion z. B. Heparine, Epoetine, Methotrexat und Impfstoffe. Einzigartig das Design, unübertroffen seine Funktion. Das melijekt® Tablett-System in der Praxis. Der Stapeldeckel deckt das Tablett ab und bietet Halt zum platzsparenden stapeln weiterer Tablett.

Material

Polycarbonat (PC)	Tablett, Tablett-Einsatz
Polyvinylchlorid (PVC)	Beschriftungsfolie

Gewicht

Stück	0,67 kg
-------	---------

Barcodes GTIN / EAN

Stück	4251125704151
-------	---------------

Aufbereitung und Wiederverwendung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 150° C möglich.

PVC: Manuelle Reinigung und Desinfektion empfohlen.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.