

Produktinformation

melijekt Insulin-Pen-Tablett 6R-35/M für 6 Pens, mit Sammelbox M16 mit Beschriftungsfolie

Artikel-Nr.: 01724000

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

Material

Polycarbonat (PC)	Tablett, Tablett-Einsatz, Tupferbecher
Polypropylen (PP)	Entsorgungsbox, Utensilienbecher
Polyvinylchlorid (PVC)	Beschriftungsfolie
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	Rücksteckhilfe

Gewicht

Stück	0,86 kg
-------	---------

Barcodes GTIN / EAN

Stück	4251125703192
-------	---------------

Zusatzinformationen

Zolltarifnummer: 39269097

Ursprungsland: -

Aufbereitung und Wiederverwendung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 150° C möglich.

PP: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 140° C möglich. Achten Sie nach der Reinigung des Kunststoffartikels darauf, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und dieser vollständig getrocknet ist, bevor Sie diesen verwenden. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit nimmt die Trocknung etwas mehr Zeit in Anspruch.

PVC: Manuelle Reinigung und Desinfektion empfohlen.

ABS: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion bis 55° C möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.